

## ROZTOKY ČISTIČÍ PRO ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ

VERKON > Přístroje pro čištění a dezinfekci > Lázně a čističky ultrazvukové > Roztoky čisticí pro ultrazvukové lázně















### Roztok čisticí TICKOPUR pro ultrazvukové lázně

Všechny přípravky řady TICKOPUR byly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čištění. Dodávají se jako koncentráty a ředí se podle použití. Jsou biologicky rozložitelné.



- objem 1000 nebo 5000 ml
- všechny typy přípravku TICKOPUR se dají použít i pro čištění ponorem či otěrem (tj. bez nutnosti použití ultrazvukové čističky)
- po strojovém i ručním čištění je třeba provést důkladný oplach všech čištěných předmětů
- přesné dávkování, čas expozice a podrobnější informace o jednotlivých typech najdete v příložených katalogových listech ke stažení
- pod zkratkou BL jsou k jednotlivým typům přiloženy Bezpečnostní listy ke stažení
- pro čištění a současnou dezinfekci nástrojů z lehkých kovů, plastů a pryže jsou určeny přípravky STAMMOPUR - v případě zájmu o tyto přípravky kontaktujte produktového specialistu

Popis čisticích přípravků TICKOPUR			
Ke stažení/Typ	Popis	Typ znečištění	Vhodný pro
<b>TR 2</b> <b>BL TR 2</b>	koncentrát s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, bez silikátů, pH 3,6 při 1% koncentraci	minerální usazeniny, zbytky po pískování, tuky, oleje, vosky	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž
<b>TR 3</b> <b>BL TR 3</b>	koncentrát na bázi kyseliny citronové s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, pH 3,0 při 1% koncentraci	rez, vodní kámen, minerální usazeniny, zbytky po pískování, tuky, oleje, vosky	sklo, keramiku, lehké kovy, ocel, nerezovou ocel, plasty, pryž; nevhodný pro cín a zinek
<b>TR 7</b> <b>BL TR 7</b>	univerzální koncentrát s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, bez silikátů, mírně alkalický - pH 8,9 při 1% koncentraci	tuky, vosky, oleje, zbytky po vrtání, broušení a leštění	sklo, keramiku, kovy, plasty, pryž
<b>TR 13</b> <b>BL TR 13</b>	koncentrát s demulgačním účinkem a ochranou proti korozi, bez silikátů, pH 11,9 při 1% koncentraci	maziva, oleje, vosky, zbytky po koksování, saze, zbytky po vrtání, broušení a leštění	sklo, keramiku, ocel, nerezovou ocel, drahé kovy, plasty, pryž; nevhodný pro lehké kovy, cín a zinek
<b>TR 14</b> <b>BL TR 14</b>	koncentrát bez organických rozpouštědel, nepěňivý, pH 11,7 při 1% koncentraci	pryskyřičná tavidla, pájecí pasty, zbytky po vrtání a broušení, oleje a tuky	sklo, keramiku, plasty, pryž, desky plošných spojů, pájecích rámců a elektronických součástek

 <b>R 27</b>  <b>BL R 27</b>	koncentrát na bázi kyseliny fosforečné s emulgačním účinkem, kyselý - pH 1,9 při 1% koncentraci	silné minerální zbytky (křída, silikáty, fosfáty, cement), rez, temperové barvy, kovové oxidy, vrstvy tuků a olejů	sklo, keramiku, ocel, nerezovou ocel, drahé kovy, plasty, pryž; nevhodný pro lehké kovy, cín a zinek
 <b>R 30</b>  <b>BL R 30</b>	koncentrát s emulgačním účinkem a ochranou proti korozi; neutrální - pH 7	oleje a tuky, saze, zbytky po broušení a leštění	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž
 <b>R 32</b>  <b>BL R 32</b>	koncentrát s ochranou proti korozi; středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	destilační zbytky, oleje, tuky, organické a anorganické zbytky	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž; nevhodný pro cín a zinek
 <b>R 33</b>  <b>BL R 33</b>	univerzální koncentrát s ochranou proti korozi, středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	oleje, tuky, zbytky po vrtání, broušení a leštění, inkoust, saze	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž, obličejové masky, brýle; nevhodný pro cín a zinek
 <b>R 36</b>  <b>BL R 36</b>	koncentrát s demulgačním účinkem bez povrchově aktivních látek, středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	destilační zbytky, oleje, tuky, organické a anorganické zbytky	sklo, keramiku, kovy, lehké kovy, plasty, pryž, květy
 <b>R 60</b>  <b>BL R 60</b>	koncentrát s ochranou proti korozi, bezfosfátový, bez silikátů, silně alkalický - pH 12,3 při 1% koncentraci	oleje, vosky, zbytky po koksování, saze, zbytky po vrtání, broušení a leštění, pryskyřičné zbytky, barevné pigmenty	sklo, keramiku, kovy, plasty, pryž; nevhodný pro lehké kovy, cín a zinek
 <b>RW 77</b>  <b>BL RW 77</b>	koncentrát s příměsí amoniaku, bezfosfátový, středně alkalický - pH 9,9 při 1% koncentraci	oleje, vosky, zbytky po vrtání, broušení a leštění, pryskyřičné zbytky, barevné pigmenty	sklo, keramiku, kovy, plasty, pryž; mince, hodinky a zkušební síta

### Čistící roztoky TICKOPUR, objem 1000 ml

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
221 267 300 021	Čistící roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 2	1000	3-4 týdny	575 Kč
221 267 300 031	Čistící roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 3	1000	3-4 týdny	600 Kč
221 267 300 071	Čistící roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 7	1000	3-4 týdny	625 Kč
221 267 300 131	Čistící roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 13	1000	3-4 týdny	775 Kč
221 267 300 859	Čistící roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 14	1000	3-4 týdny	450 Kč
221 267 300 271	Čistící roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 27	1000	3-4 týdny	1 175 Kč
221 267 300 301	Čistící roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 30	1000	3-4 týdny	625 Kč

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
221 267 300 321	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 32	1000	3-4 týdny	600 Kč
221 267 300 331	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 33	1000	3-4 týdny	625 Kč
221 267 300 361	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 36	1000	3-4 týdny	625 Kč
221 267 300 601	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 60	1000	3-4 týdny	475 Kč
221 267 300 771	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	RW 77	1000	3-4 týdny	675 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Čisticí roztoky TICKOPUR, objem 5000 ml

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
221 267 300 893	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 2	5000	3-4 týdny	1 700 Kč
221 267 300 935	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 3	5000	3-4 týdny	1 825 Kč
221 267 300 838	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 7	5000	3-4 týdny	1 900 Kč
221 267 300 848	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 13	5000	3-4 týdny	2 750 Kč
221 267 300 861	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	TR 14	5000	3-4 týdny	1 125 Kč
221 267 300 816	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 27	5000	3-4 týdny	4 700 Kč
221 267 300 811	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 30	5000	3-4 týdny	1 925 Kč
221 267 300 832	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 32	5000	3-4 týdny	1 825 Kč
221 267 300 831	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 33	5000	3-4 týdny	1 900 Kč
221 267 300 854	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 36	5000	3-4 týdny	1 925 Kč
221 267 300 818	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	R 60	5000	3-4 týdny	1 250 Kč
221 267 300 871	Čisticí roztok TICKOPUR pro UZ lázně	RW 77	5000	3-4 týdny	2 225 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Video k produktu

 Čisticí roztoky TICKOPUR pro ultrazvukové čističky Sonorex