

Roztoky kalibrační pro elektrody Mettler Toledo

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Kalibrační standardy k okamžitému použití.

- jednoduché použití
- univerzální technické pH pufrы
- pH pufrы s DKD certifikátem
- pH pufrы dle norem NIST/DIN (každá lahvička je opatřena unikátním kódem, pomocí kterého lze ze stránek výrobce stáhnout certifikát)
- vodivostní standardy s certifikací NIST
- uchovávací roztoky 3M KCl
- ORP pufrы



i Jiné typy roztoků vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
Certifikované pH pufrы NIST/DIN:				
452 435 458 274	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 1,679	250	2-3 týdny	767 Kč
452 435 350 052	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 4,006	250	2-3 týdny	711 Kč
452 435 350 054	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 6,865	250	2-3 týdny	711 Kč
452 435 350 056	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 9,180	250	2-3 týdny	711 Kč
452 435 350 058	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 10,012	250	Skladem, do 1 týdne	755 Kč
452 433 464 127	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 12,454	250	2-3 týdny	767 Kč
Certifikované pH pufrы (certifikát německé organizace DKD):				
452 435 350 032	Certifikovaný pufr DKD pH 4,01	250	Skladem, do 1 týdne	647 Kč
452 435 350 034	Certifikovaný pufr DKD pH 7,00	250	2-3 týdny	647 Kč
452 435 350 036	Certifikovaný pufr DKD pH 9,21	250	2-3 týdny	647 Kč
452 435 350 038	Certifikovaný pufr DKD pH 10,00	250	3-4 týdny	647 Kč
Technické pH pufrы:				
452 435 350 002	Technický pufr pH 2,00	250	2-3 týdny	586 Kč
452 435 350 004	Technický pufr pH 4,01	250	2-3 týdny	586 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
452 435 464 188	Technický pufr pH 5,00	250	2-3 týdny	598 Kč
452 435 350 006	Technický pufr pH 7,00	250	2-3 týdny	586 Kč
452 433 464 189	Technický pufr pH 8,00	250	2-3 týdny	598 Kč
452 435 350 008	Technický pufr pH 9,21	250	2-3 týdny	586 Kč
452 435 350 010	Technický pufr pH 10,00	250	2-3 týdny	586 Kč
452 435 350 012	Technický pufr pH 11,00	250	2-3 týdny	586 Kč
Vodivostní standardy:				
460 433 094 617	Vodivostní standard 5 μ S/cm, certifikace NIST	250	3-4 týdny	3 908 Kč
396 651 300 169	Vodivostní standard 10 μ S/cm, certifikace NIST	250	3-4 týdny	2 695 Kč
452 435 302 153	Vodivostní standard 84 μ S/cm, certifikace NIST	250	2-3 týdny	1 164 Kč
396 651 300 170	Vodivostní standard 500 μ S/cm, certifikace NIST	250	3-4 týdny	1 046 Kč
452 435 350 092	Vodivostní standard 1413 μ S/cm, certifikace NIST	250	2-3 týdny	735 Kč
452 435 350 094	Vodivostní standard 12,88 mS/cm, certifikace NIST	250	2-3 týdny	735 Kč
Roztoky 3M KCl:				
452 435 350 072	Roztok 3 mol/l KCl pro elektrody s referenčním systémem ARGENTHAL	250	2-3 týdny	647 Kč
452 435 350 074	Roztok 3 mol/l KCl nasycený AgCl pro elektrody s referenčním systémem Ag/AgCl	250	2-3 týdny	647 Kč
ORP pufr:				
452 435 350 060	ORP pufr 220 mV/pH 7	250	2-3 týdny	946 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Mettler-Toledo-Kalibrační-roztoky-CZ.pdf