

Roztoky kalibrační pro elektrody Mettler Toledo

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Kalibrační standardy k okamžitému použití.

- jednoduché použití
- univerzální technické pH pufrы
- pH pufrы s DKD certifikátem
- pH pufrы dle norem NIST/DIN (každá lahvička je opatřena unikátním kódem, pomocí kterého lze ze stránek výrobce stáhnout certifikát)
- vodivostní standardy s certifikací NIST
- uchovávací roztoky 3M KCl
- ORP pufrы



i Jiné typy roztoků vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
Certifikované pH pufrы NIST/DIN:				
452 435 458 274	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 1,679	250	2-3 týdny	809 Kč
452 435 350 052	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 4,006	250	2-3 týdny	747 Kč
452 435 350 054	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 6,865	250	2-3 týdny	747 Kč
452 435 350 056	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 9,180	250	2-3 týdny	747 Kč
452 435 350 058	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 10,012	250	2-3 týdny	796 Kč
452 433 464 127	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 12,454	250	2-3 týdny	809 Kč
Certifikované pH pufrы (certifikát německé organizace DKD):				
452 435 350 032	Certifikovaný pufr DKD pH 4,01	250	2-3 týdny	681 Kč
452 435 350 034	Certifikovaný pufr DKD pH 7,00	250	2-3 týdny	681 Kč
452 435 350 036	Certifikovaný pufr DKD pH 9,21	250	2-3 týdny	681 Kč
452 435 350 038	Certifikovaný pufr DKD pH 10,00	250	3-4 týdny	681 Kč
Technické pH pufrы:				
452 435 350 002	Technický pufr pH 2,00	250	2-3 týdny	617 Kč
452 435 350 004	Technický pufr pH 4,01	250	2-3 týdny	617 Kč
452 435 464 188	Technický pufr pH 5,00	250	2-3 týdny	630 Kč
452 435 350 006	Technický pufr pH 7,00	250	2-3 týdny	617 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
452 433 464 189	Technický pufr pH 8,00	250	2-3 týdny	630 Kč
452 435 350 008	Technický pufr pH 9,21	250	2-3 týdny	617 Kč
452 435 350 010	Technický pufr pH 10,00	250	2-3 týdny	617 Kč
452 435 350 012	Technický pufr pH 11,00	250	2-3 týdny	617 Kč
Vodivostní standardy:				
460 433 094 617	Vodivostní standard 5 µS/cm, certifikace NIST	250	3-4 týdny	4 116 Kč
396 651 300 169	Vodivostní standard 10 µS/cm, certifikace NIST	250	3-4 týdny	2 842 Kč
452 435 302 153	Vodivostní standard 84 µS/cm, certifikace NIST	250	2-3 týdny	1 225 Kč
396 651 300 170	Vodivostní standard 500 µS/cm, certifikace NIST	250	3-4 týdny	1 100 Kč
452 435 350 092	Vodivostní standard 1413 µS/cm, certifikace NIST	250	2-3 týdny	774 Kč
452 435 350 094	Vodivostní standard 12,88 mS/cm, certifikace NIST	250	2-3 týdny	774 Kč
Roztoky 3M KCl:				
452 435 350 072	Roztok 3 mol/l KCl pro elektrody s referenčním systémem ARGENTHAL	250	2-3 týdny	681 Kč
452 435 350 074	Roztok 3 mol/l KCl nasycený AgCl pro elektrody s referenčním systémem Ag/AgCl	250	2-3 týdny	681 Kč
ORP pufr:				
452 435 350 060	ORP pufr 220 mV/pH 7	250	2-3 týdny	995 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 452 435 350 058	pH 10,012	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 10,012, Objem [ml]: 250, Exspirace: 11.11.2026	Nové	3 ks	796 Kč 637 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Mettler-Toledo-Kalibrační-roztoky-CZ.pdf