

Roztoky kalibrační pro elektrody, XS

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Kalibrační standardy k okamžitému použití.

- jednoduché použití
- ekonomický provoz (pro kalibraci se použije pouze malé množství roztoku)
- metrologická návaznost (N.I.S.T.)
- stabilita 2 roky
- **pH pufrů s certifikací NIST:**
 - standardizované roztoky pH hodnot 4,01; 7,00; 9,00; 9,21 nebo 10,01
 - objem: 250 nebo 500 ml
 - přesnost $\pm 0,02$ pH při 25 °C
 - barevné rozlišení
 - testovány na stabilitu při expozici UV zářením a při zamrznutí
- **vodivostní standardy s certifikací NIST:**
 - standardizované roztoky hodnot 1,3; 5, 84, 147, 1413 nebo 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - objem 280 nebo 500 ml
 - přesnost $\pm 0,1$ při 25 °C (platí pro standardy 1,3 a 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$) nebo ± 1 % při 25 °C
 - bezbarvé
- **uchovávací roztoky pro elektrody:**
 - objem 55 nebo 500 ml
 - bezbarvé



Nabídku dalších typů kalibračních roztoků naleznete níže v katalogovém listu ke stažení - v případě zájmu o cenovou nabídku kontaktujte produktového specialistu.

pH pufrů

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
pH pufrů, objem 250 ml:				
460 351 100 033	Certifikovaný pufr NIST pH 4,01 (červený)	250	Skladem, do 1 týdne	147 Kč
460 351 100 043	Certifikovaný pufr NIST pH 7,00 (zelený)	250	Skladem, do 1 týdne	147 Kč
460 351 100 053	Certifikovaný pufr NIST pH 9,00 (modrý)	250	1-2 týdny	147 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
460 351 100 073	Certifikovaný pufr NIST pH 9,21 (modrý)	250	1-2 týdny	147 Kč
460 351 100 063	Certifikovaný pufr NIST pH 10,01 (bezbarvý)	250	1-2 týdny	147 Kč
pH pufrů, objem 500 ml:				
460 330 100 133	Certifikovaný pufr NIST pH 4,01 (červený)	500	Skladem, do 1 týdne	196 Kč
460 330 100 143	Certifikovaný pufr NIST pH 7,00 (zelený)	500	Skladem, do 1 týdne	196 Kč
460 330 100 153	Certifikovaný pufr NIST pH 9,00 (modrý)	500	Skladem, do 1 týdne	206 Kč
460 330 100 173	Certifikovaný pufr NIST pH 9,21 (modrý)	500	1-2 týdny	206 Kč
460 330 100 163	Certifikovaný pufr NIST pH 10,01 (bezbarvý)	500	Skladem, do 1 týdne	206 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vodivostní standardy

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
460 330 100 503	Vodivostní standard 1,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$, certifikace NIST, skleněná láhev	280	2-3 týdny	1 666 Kč
460 330 100 513	Vodivostní standard 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$, certifikace NIST, skleněná láhev	280	2-3 týdny	1 323 Kč
460 330 100 613	Vodivostní standard 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, certifikace NIST	500	2-3 týdny	294 Kč
460 330 100 623	Vodivostní standard 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$, certifikace NIST	500	2-3 týdny	294 Kč
460 330 100 633	Vodivostní standard 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, certifikace NIST	500	2-3 týdny	294 Kč
460 330 100 643	Vodivostní standard 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$, certifikace NIST	500	2-3 týdny	294 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Uchovávací roztoky

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
460 332 208 043	Uchovávací roztok pro elektrody XS	55	2-3 týdny	147 Kč
460 332 208 053	Uchovávací roztok pro elektrody XS	500	Skladem, do 1 týdne	490 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Calibration-Solutions-EN.pdf