

Roztoky pro pH a ORP elektrody, Hanna Instruments

Všechny kalibrační roztoky jsou opatřeny štítkem s referenční tabulkou, která znázorňuje vztah mezi hodnotami pH a teplotou. Tento údaj šetří čas a předchází chybám kalibrace a to zejména během měření v terénu.



- okamžité použití (hodnota pH při teplotě 25 °C)
- nebarvené pH pufr v láhvích o objemu 230 nebo 500 ml bez analytického certifikátu
- pH pufr v 20ml sáčcích (balení po 25 ks) s analytickým certifikátem
- čistící roztoky

i Vodivostní standardy Hanna Instruments vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Standardní nebarvené pH pufr v láhvi, bez analytického certifikátu

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
460 858 970 044	HI 7004M	Pufr nebarvený pH 4,01 (bez analytického certifikátu)	230	2-3 týdny	440 Kč
460 858 970 043	HI 7004L	Pufr nebarvený pH 4,01 (bez analytického certifikátu)	500	1-2 týdny	523 Kč
460 858 970 074	HI 7007M	Pufr nebarvený pH 7,01 (bez analytického certifikátu)	230	2-3 týdny	440 Kč
460 858 970 073	HI 7007L	Pufr nebarvený pH 7,01 (bez analytického certifikátu)	500	1-2 týdny	523 Kč
460 858 970 094	HI 7009M	Pufr nebarvený pH 9,18 (bez analytického certifikátu)	230	2-3 týdny	440 Kč
460 858 970 093	HI 7009L	Pufr nebarvený pH 9,18 (bez analytického certifikátu)	500	2-3 týdny	523 Kč
460 858 970 104	HI 7010M	Pufr nebarvený pH 10,01 (bez analytického certifikátu)	230	2-3 týdny	440 Kč
460 858 970 103	HI 7010L	Pufr nebarvený pH 10,01 (bez analytického certifikátu)	500	1-2 týdny	523 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

pH pufrů v sáčkích po 20 ml, s analytickým certifikátem

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Balení	Dostupnost	Cena / bal.
460 858 700 043	HI70004C	Pufr pH 4,01 (s analytickým certifikátem)	25 sáčků x 20 ml	4-6 týdnů	1 045 Kč
460 858 700 073	HI70007C	Pufr pH 7,01 (s analytickým certifikátem)	25 sáčků x 20 ml	4-6 týdnů	1 100 Kč
460 858 700 093	HI70009C	Pufr pH 9,18 (s analytickým certifikátem)	25 sáčků x 20 ml	4-6 týdnů	1 100 Kč
460 858 700 103	HI70010C	Pufr pH 10,01 (s analytickým certifikátem)	25 sáčků x 20 ml	4-6 týdnů	1 100 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Čistící roztoky

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
460 858 970 614	HI7061M	Čistící roztok pro pH a ORP elektrody	230	4-6 týdnů	468 Kč
460 858 970 734	HI7073M	Pepsinový čistící roztok na usazeniny od bílkovin pro pH a ORP elektrody	230	4-6 týdnů	770 Kč
460 858 970 774	HI 7077M	Čistící roztok na usazeniny od olejů a tuků pro pH a ORP elektrody	230	2-3 týdny	770 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Uchovávací roztok

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
460 858 970 303	HI70300L	Uchovávací roztok pro pH a ORP elektrody	500	1-2 týdny	550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.