

RUČNÍKY

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Hygiena > Ručníky

Papír hedvábný pro čištění čoček a optických povrchů

Novinka

Jemné hedvábné papírky Labsolute pro čištění čoček a optických povrchů.

- rozměry: 80 x 100 mm
- balení po 50 ks



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
200 647 698 030	Hedvábné papírky pro čištění čoček a optických povrchů	80 x 100	50	3-4 týdny	121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Papír savý, univerzální

Novinka

Absorpční papíry Labsolute jsou vyrobeny z kvalitního filtračního papíru.

- vhodné k absorpci přebytečných tekutin, jako jsou barvicí roztoky pro mikroskopické preparáty
- vhodné jako podložka na stůl (např. ve školních laboratořích)
- papíry jsou dodávány v bloku o 50 listech



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 647 698 031	Absorpční papíry	V bloku o 50 listech	3-4 týdny	299 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ubrousky papírové, dvouvrstvé

Jemné dvouvrstvé laboratorní ubrousky ze 100% bělené celulózy bez obsahu chlóru.

- rozměry: 21 x 22 cm
- typ balení: papírová krabička, 150 ks
- výborná savost
- kompatibilní s nerezovým nástěnným držákem



Obj. číslo	Popis	Typ balení	Dostupnost	Cena / ks
200 647 695 251	Dvouvrstvé papírové ubrousky	Papírová krabička, 150 ks	Skladem, do 1 týdne	66 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ubrousky laboratorní KIMTECH

Jednovrstvé laboratorní ubrousky s výbornou savostí a nízkou vláknitostí.

- 100% čisté vlákno
- barva: bílá
- rozměry: 11 x 21 cm
- chemicky inertní, antistatické
- vhodné pro čištění jemného skla (čočky, krycí sklíčka, optické přístroje apod.)
- typ balení: dávkovací papírový box, 286 ks



Obj. číslo	Popis	Typ balení	Dostupnost	Cena / ks
200 647 007 552	Laboratorní ubrousky	Dávkovací papírový box, 286 ks	12 ks	156 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ručníky papírové skládané

Dva typy skládaných papírových ručníků vhodných do zásobníků HT 3.

- typ **easy** z recyklované celulózy
- typ **premium** z bělené celulózy
- **informace k dodávce:** ručníky jsou dodávány v celých baleních



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [zásobníky](#) na skládané papírové ručníky.

Technické údaje		
Typ	easy	premium
Popis	skládané papírové ručníky určené pro zásobníky HT 3	

Materiál	recyklovaná celulóza	bělená celulóza
Povrchová úprava	krepaní	embosování
Barva	šedobílá	bílá
Počet vrstev	1	2
Rozměry ručníku	25 x 23 cm	23 x 22 cm
Počet v balení	5000 ks (20x 250 ks)	4050 ks (15x 270 ks)
Hmotnost balení	11,5 kg	7,6 kg

Obj. číslo	Typ	Provedení	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
200 490 060 975	easy	Jednovrstvé	Recyklovaná celulóza	20x 250	Skladem, do 1 týdne	518 Kč
200 490 080 041	premium	Dvouvrstvé	100% bělená celulóza	15x 270	1-2 týdny	750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ručníky papírové ZIK-ZAK

- recyklované
- šedé a zelené: 1vrstvé
- bílé: 2vrstvé
- určeny pro hygienu rukou (pro styk s vodou)



Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
515 101 270 000	Ručníky papírové ZIK-ZAK	Šedá	5000	1-2 týdny	483 Kč
515 101 450 000	Ručníky papírové ZIK-ZAK	Zelená	5000	Skladem, do 1 týdne	483 Kč
515 101 310 000	Ručníky papírové ZIK-ZAK	Bílá	3200	1-2 týdny	663 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ručníky papírové MIDI

- materiál: celulóza
- barva: bílá
- počet vrstev: 2
- celkové rozměry (výška role x návin): 20 cm x 50 m



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
515 100 500 000	Papírové ručníky MIDI	Skladem, do 1 týdne	42 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ručníky v roli s vnějším odvíjením

Dva typy papírových ručníků bez perforace vhodných do zásobníků HT 1.

- typ **easy** z recyklované celulózy
- typ **premium** z bělené celulózy
- **informace k dodávce:** ručníky jsou dodávány v balení, které obsahuje 6 rolí

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [zásobníky](#) na papírové ručníky v roli s vnějším odvíjením.



Technické údaje			
Typ	easy	premium	
Popis	ručníky s vnějším odvíjením bez perforace (určené pro zásobníky HT 1)		
Materiál	recyklovaná celulóza	bělená celulóza	
Povrchová úprava	krepaní	embosování	
Barva	světle šedá	bílá	
Počet vrstev	1	2	
Celkové rozměry (výška role x návin)	20 cm x 190 m	20 cm x 140 m	
Počet rolí v balení	6	6	
Hmotnost balení	9,2 kg	7,7 kg	

Obj. číslo	Typ	Provedení	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
200 490 075 412	easy	Jednovrstvé, bez perforace	Recyklovaná celulóza	6	1-2 týdny	777 Kč
200 490 075 290	premium	Dvouvrstvé, bez perforace	100% bělená celulóza	6	1-2 týdny	844 Kč

Ručníky v roli se středovým odvinem

Dva typy papírových ručníků s vysokou savostí vhodných do zásobníků MR 3.



- typ **premium** z bělené celulózy s perforací
- typ **comfort** z recyklované celulózy bez perforace
- určené pro zásobníky
- **informace k dodávce:** ručníky jsou dodávány v balení, které obsahuje 6 rolí

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [zásobníky](#) na papírové ručníky v roli se středovým odvinem.

Technické údaje		
Typ	premium	comfort
Popis	ručníky se středovým odvinem s perforací (určené pro zásobníky MR 3)	ručníky se středovým odvinem bez perforace (určené pro zásobníky MR 3)
Materiál	100% bělená celulóza	recyklovaná celulóza
Povrchová úprava	embosování	krefování
Barva	bílá	bílá
Počet vrstev	2	1
Počet útržků	450 ks/role	-
Rozměr útržku	20 x 36 cm	-
Celkové rozměry (výška role x návin)	19,8 cm x 162 m	19 cm x 320 m
Počet rolí v balení	6	6
Hmotnost balení	6,5 kg	6,9 kg

Obj. číslo	Typ	Provedení	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
200 490 160 521	premium	Dvouvrstvé, s perforací	100% bělená celulóza	6	1-2 týdny	690 Kč
200 490 160 415	comfort	Jednovrstvé, bez perforace	Recyklovaná celulóza	6	1-2 týdny	588 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.