

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Sáčky na vzorky > Sáček na vzorky citlivé na světlo, černý LDPE, samolepicí uzávěr, pole na popis

## Sáček na vzorky citlivé na světlo, černý LDPE, samolepicí uzávěr, pole na popis

Materiál: LDPE

- různé velikosti (rozměry v tabulce ve tvaru šířka x délka)
- materiál: černý LDPE, tloušťka 0,05 mm
- samolepicí uzávěr
- pole na popis
- vhodný pro skladování a přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 kusech



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 017 130	Sáček na vzorky	70 x 100	100	4-6 týdnů	604 Kč
130 950 017 131	Sáček na vzorky	100 x 150	100	4-6 týdnů	710 Kč
130 950 017 132	Sáček na vzorky	120 x 170	100	4-6 týdnů	801 Kč
130 950 017 133	Sáček na vzorky	160 x 220	100	4-6 týdnů	1 046 Kč
130 950 017 134	Sáček na vzorky	200 x 300	100	4-6 týdnů	1 807 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*