

## Sáček na vzorky SteriBag StandUp, sterilní

Sáčky SteriBag StandUp mají speciálně upravené dno. Po naplnění vzorkem stojí ve vertikální poloze bez nutnosti opory. Jsou vhodné pro skladování a přepravu pevných i kapalných vzorků.

- sterilní
- materiál: průhledný PE
- praktický uzávěr
- ploška na popis
- odolné proti protržení
- dokonale těsné




**i** Dodržujte pokyny pro práci se sáčky. Jen při správném uzavření jsou dokonale těsné a udrží vzorek sterilní.

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Ploška na popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 440 400	400	229 x 114	ano	250	4-6 týdnů	3 255 Kč
399 153 440 600	600	229 x 152	ano	250	4-6 týdnů	3 403 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Bürkle-Sampling-bag-SteriBag-StandUp-EN.pdf](#)