

Sáček na vzorky SteriBag, sterilní, Objem [ml]: 650, Rozměry [mm]: 229 x 140, Ploška na popis: ne, Balení [ks]: 500

Sáčky SteriBag jsou vhodné pro skladování a přepravu pevných i kapalných vzorků.

- sterilní
- materiál: průhledný PE
- praktický uzávěr
- varianta bez nebo s ploškou na popis
- odolné proti protržení
- dokonale těsné



i Dodržujte pokyny pro práci se sáčky. Jen při správném uzavření jsou dokonale těsné a udrží vzorek sterilní.

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Ploška na popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Sáčky na vzorky SteriBag bez plošky na popis:						
399 153 440 060	60	127 x 76	ne	500	2-3 týdny	3 895 Kč
399 153 440 180	150	178 x 76	ne	500	1-2 týdny	4 021 Kč
399 153 440 540	450	229 x 114	ne	500	1-2 týdny	4 730 Kč
399 153 440 720	650	229 x 140	ne	500	1-2 týdny	5 276 Kč
399 153 440 810	800	305 x 114	ne	500	2-3 týdny	5 486 Kč
399 153 441 650	1650	305 x 178	ne	250	2-3 týdny	4 188 Kč
Sáčky na vzorky SteriBag s ploškou na popis:						
399 153 440 061	60	127 x 76	ano	500	2-3 týdny	4 229 Kč
399 153 440 181	150	178 x 76	ano	500	2-3 týdny	4 358 Kč
399 153 440 541	450	229 x 114	ano	500	1-2 týdny	5 023 Kč
399 153 440 721	650	229 x 140	ano	500	1-2 týdny	6 028 Kč
399 153 440 811	800	305 x 114	ano	500	2-3 týdny	5 818 Kč
399 153 441 651	1650	305 x 178	ano	250	2-3 týdny	4 730 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-Sampling-bag-SteriBag-EN.pdf