

SÁČKY HOMOGENIZAČNÍ

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Homogenizátory - dispergátory > Sáčky homogenizační

Homogenizační sáčky Labsolute, sterilní

Homogenizační sáčky LABSOLUTE jsou ideální pro rychlou homogenizaci pevných vzorků před mikrobiologickými a chemickými analýzami.



- tři typy: bez filtru, s bočním netkaným filtrem (velikost pórů <250 µm) nebo s celoplošným netkaným filtrem (velikost pórů <280 µm)
- objem: 400 ml
- materiál: čistý PE
- teplotní odolnost: -40 až 100 °C
- sterilní (gamma záření)
- vhodné pro kontakt s potravinami
- kompatibilní s homogenizátory různých výrobců

| Obj. číslo | Typ | Objem [ml] | Rozměry (š x v) [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 647 696 480 | Bez filtru | 400 | 180 x 300 | 500 | 3-4 týdny | 1 329 Kč |
| 130 647 696 481 | S bočním netkaným filtrem | 400 | 190 x 300 | 500 | 3-4 týdny | 3 577 Kč |
| 130 647 696 482 | S celoplošným netkaným filtrem | 400 | 190 x 300 | 500 | 4-6 týdnů | 3 521 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.