

SÁČKY HOMOGENIZAČNÍ

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Homogenizátory – dispergátory > Sáčky homogenizační

Homogenizační sáčky Labsolute, sterilní

Homogenizační sáčky LABSOLUTE jsou ideální pro rychlou homogenizaci pevných vzorků před mikrobiologickými a chemickými analýzami.



- tři typy: bez filtru, s bočním netkaným filtrem (velikost pórů <250 µm) nebo s celoplošným netkaným filtrem (velikost pórů <280 µm)
- objem: 400 ml
- materiál: čistý PE
- teplotní odolnost: -40 až 100 °C
- sterilní (gamma záření)
- vhodné pro kontakt s potravinami
- kompatibilní s homogenizátory různých výrobců

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Rozměry (š x v) [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 480	Bez filtru	400	180 x 300	500	1-2 týdny	1 329 Kč
130 647 696 481	S bočním netkaným filtrem	400	190 x 300	500	3-4 týdny	3 577 Kč
130 647 696 482	S celoplošným netkaným filtrem	400	190 x 300	500	4-6 týdnů	3 521 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.