

Sáčky na laboratorní odpad, Rozměry [mm]: 200 x 300 x 0,05, Typ balení: Krabička, Balení [ks]: 100

Sleva 10 %

Akce

Sleva platí do 17. 9. 2025

- rozměry: 200 x 300 mm (objem cca 1,5 l) nebo 300 x 500 mm (objem cca 6 l)
- materiál: pevný PP (tloušťka 0,05 mm)
- široký spodní šev
- autoklávatelné při 134 °C (sáček nesmí být zcela uzavřen)
- vhodné pro umístění do [stojanu](#) (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 nebo 500 ks



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 097 001 000	Sáčky na odpad	200 x 300 x 0,05	Krabička	100	3-4 týdny	237-Kč 213 Kč
331 097 001 100	Sáčky na odpad	300 x 500 x 0,05	Role	500	3-4 týdny	4 455-Kč 4 010 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.