

## SÁČKY NA VZORKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Sáčky na vzorky

### Sáček na vzorky, LDPE, zipový uzávěr

Sáčky se zipovým uzávěrem jsou vhodné pro skladování, přepravu nebo ochranu vzorků.

- různé velikosti
- materiál: průhledný LDPE, tloušťka 50 µm
- odolné proti protržení
- zipový uzávěr
- otvor na zavěšení
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 490	Zipové sáčky	100 x 70	100	Skladem, do 1 týdne	28 Kč
130 647 696 491	Zipové sáčky	120 x 80	100	Skladem, do 1 týdne	32 Kč
130 647 696 492	Zipové sáčky	150 x 100	100	Skladem, do 1 týdne	48 Kč
130 647 696 493	Zipové sáčky	170 x 120	100	Skladem, do 1 týdne	64 Kč
130 647 696 494	Zipové sáčky	250 x 180	100	Skladem, do 1 týdne	120 Kč
130 647 696 495	Zipové sáčky	300 x 200	100	Skladem, do 1 týdne	155 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Sáček na vzorky, LDPE, zipový uzávěr, pole na popis

Materiál: LDPE

Sáčky se zipovým uzávěrem jsou vhodné pro skladování, přepravu nebo ochranu vzorků.

- různé velikosti
- materiál: průhledný LDPE, tloušťka 50 µm
- odolné proti protržení
- pole na popis
- zipový uzávěr
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 kusech



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 496	Zipové sáčky	100 x 70	100	Skladem, do 1 týdne	35 Kč
130 647 696 497	Zipové sáčky	120 x 80	100	Skladem, do 1 týdne	39 Kč
130 647 696 498	Zipové sáčky	150 x 100	100	Skladem, do 1 týdne	60 Kč
130 647 696 499	Zipové sáčky	170 x 120	100	Skladem, do 1 týdne	73 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Sáček na vzorky citlivé na světlo, černý LDPE, samolepicí uzávěr, pole na popis

Materiál: LDPE

- různé velikosti (rozměry v tabulce ve tvaru šířka x délka)
- materiál: černý LDPE, tloušťka 0,05 mm
- samolepicí uzávěr
- pole na popis
- vhodný pro skladování a přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 kusech



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 017 130	Sáček na vzorky	70 x 100	100	4-6 týdnů	604 Kč
130 950 017 131	Sáček na vzorky	100 x 150	100	4-6 týdnů	710 Kč
130 950 017 132	Sáček na vzorky	120 x 170	100	4-6 týdnů	801 Kč
130 950 017 133	Sáček na vzorky	160 x 220	100	4-6 týdnů	1 046 Kč
130 950 017 134	Sáček na vzorky	200 x 300	100	4-6 týdnů	1 807 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Sáček na vzorky SteriBag, sterilní

Sáčky SteriBag jsou vhodné pro skladování a přepravu pevných i kapalných vzorků.

- sterilní
- materiál: průhledný PE
- praktický uzávěr
- varianta bez nebo s ploškou na popis
- odolné proti protržení



- dokonale těsné

**i** Dodržujte pokyny pro práci se sáčky. Jen při správném uzavření jsou dokonale těsné a udrží vzorek sterilní.

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Ploška na popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
<b>Sáčky na vzorky SteriBag bez plošky na popis:</b>						
399 153 440 060	60	127 x 76	ne	500	2-3 týdny	3 965 Kč
399 153 440 180	150	178 x 76	ne	500	1-2 týdny	4 094 Kč
399 153 440 540	450	229 x 114	ne	500	1-2 týdny	4 815 Kč
399 153 440 720	650	229 x 140	ne	500	1-2 týdny	5 371 Kč
399 153 440 810	800	305 x 114	ne	500	2-3 týdny	5 585 Kč
399 153 441 650	1650	305 x 178	ne	250	2-3 týdny	4 263 Kč
<b>Sáčky na vzorky SteriBag s ploškou na popis:</b>						
399 153 440 061	60	127 x 76	ano	500	2-3 týdny	4 305 Kč
399 153 440 181	150	178 x 76	ano	500	2-3 týdny	4 436 Kč
399 153 440 541	450	229 x 114	ano	500	1-2 týdny	5 113 Kč
399 153 440 721	650	229 x 140	ano	500	1-2 týdny	6 136 Kč
399 153 440 811	800	305 x 114	ano	500	2-3 týdny	5 923 Kč
399 153 441 651	1650	305 x 178	ano	250	2-3 týdny	4 815 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Sampling-bag-SteriBag-EN.pdf

## Sáček na vzorky SteriBag StandUp, sterilní

Sáčky SteriBag StandUp mají speciálně upravené dno. Po naplnění vzorkem stojí ve vertikální poloze bez nutnosti opory. Jsou vhodné pro skladování a přepravu pevných i kapalných vzorků.

- sterilní
- materiál: průhledný PE
- praktický uzávěr
- ploška na popis
- odolné proti protržení
- dokonale těsné




**i** Dodržujte pokyny pro práci se sáčky. Jen při správném uzavření jsou dokonale těsné a udrží vzorek sterilní.

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Ploška na popis</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
399 153 440 400	400	229 x 114	ano	250	4-6 týdnů	3 255 Kč
399 153 440 600	600	229 x 152	ano	250	4-6 týdnů	3 403 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-Bürkle-Sampling-bag-SteriBag-StandUp-EN.pdf](#)