

SÁČKY NA VZORKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Sáčky na vzorky

Sáček na vzorky, LDPE, zipový uzávěr

Novinka

Sáčky se zipovým uzávěrem jsou vhodné pro skladování, přepravu nebo ochranu vzorků.

- různé velikosti
- materiál: průhledný LDPE, tloušťka 50 µm
- odolné proti protržení
- zipový uzávěr
- otvor na zavěšení
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 490	Zipové sáčky	100 x 70	100	2-3 týdny	28 Kč
130 647 696 491	Zipové sáčky	120 x 80	100	2-3 týdny	32 Kč
130 647 696 492	Zipové sáčky	150 x 100	100	2-3 týdny	47 Kč
130 647 696 493	Zipové sáčky	170 x 120	100	2-3 týdny	63 Kč
130 647 696 494	Zipové sáčky	250 x 180	100	2-3 týdny	118 Kč
130 647 696 495	Zipové sáčky	300 x 200	100	Skladem	152 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Burkle, nechceme nabízet, vysoká cena JB

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 100 023 482	80	100 x 70	100	3-4 týdny	180 Kč
399 100 023 481	100	130 x 60	100	2-3 týdny	190 Kč
399 100 023 483	140	120 x 80	100	3-4 týdny	216 Kč
399 100 023 484	300	150 x 100	100	3-4 týdny	264 Kč
399 100 023 485	400	170 x 120	100	2-3 týdny	335 Kč
399 100 023 486	1000	220 x 160	100	1-2 týdny	441 Kč
399 100 023 487	1500	250 x 180	100	3-4 týdny	485 Kč
399 100 023 488	2500	300 x 200	100	2-3 týdny	603 Kč
399 100 023 489	4500	350 x 250	100	2-3 týdny	783 Kč
399 100 234 810	6500	400 x 300	100	1-2 týdny	896 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sáček na vzorky, LDPE, zipový uzávěr, pole na popis

Materiál: LDPE

Novinka

Sáčky se zipovým uzávěrem jsou vhodné pro skladování, přepravu nebo ochranu vzorků.



- různé velikosti
- materiál: průhledný LDPE, tloušťka 50 µm
- odolné proti protržení
- pole na popis
- zipový uzávěr
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 kusech

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 496	Zipové sáčky	100 x 70	100	2-3 týdny	34 Kč
130 647 696 497	Zipové sáčky	120 x 80	100	2-3 týdny	39 Kč
130 647 696 498	Zipové sáčky	150 x 100	100	2-3 týdny	59 Kč
130 647 696 499	Zipové sáčky	170 x 120	100	2-3 týdny	72 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

NeoLab, vysoká cena, nechceme nabízet JB

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 017 089	Sáček na vzorky	40 x 60	100	4-6 týdnů	390 Kč
130 950 017 090	Sáček na vzorky	70 x 100	100	4-6 týdnů	438 Kč
130 950 017 094	Sáček na vzorky	120 x 170	100	4-6 týdnů	548 Kč
130 950 017 091	Sáček na vzorky	160 x 220	100	4-6 týdnů	628 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sáček na vzorky citlivé na světlo, černý LDPE, samolepicí uzávěr, pole na popis

Materiál: LDPE

- různé velikosti (rozměry v tabulce ve tvaru šířka x délka)
- materiál: černý LDPE, tloušťka 0,05 mm
- samolepicí uzávěr
- pole na popis
- vhodný pro skladování a přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** sáčky jsou dodávány v balení po 100 kusech



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 017 130	Sáček na vzorky	70 x 100	100	4-6 týdnů	590 Kč

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 017 131	Sáček na vzorky	100 x 150	100	4-6 týdnů	691 Kč
130 950 017 132	Sáček na vzorky	120 x 170	100	4-6 týdnů	783 Kč
130 950 017 133	Sáček na vzorky	160 x 220	100	4-6 týdnů	1 021 Kč
130 950 017 134	Sáček na vzorky	200 x 300	100	4-6 týdnů	1 763 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sáček na vzorky SteriBag, sterilní

Sáčky SteriBag jsou vhodné pro skladování a přepravu pevných i kapalných vzorků.

- sterilní
- materiál: průhledný PE
- praktický uzávěr
- varianta bez nebo s ploškou na popis
- odolné proti protržení
- dokonale těsné



i Dodržujte pokyny pro práci se sáčky. Jen při správném uzavření jsou dokonale těsné a udrží vzorek sterilní.

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Ploška na popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Sáčky na vzorky SteriBag bez plošky na popis:						
399 153 440 060	60	127 x 76	ne	500	2-3 týdny	3 895 Kč
399 153 440 180	150	178 x 76	ne	500	1-2 týdny	4 021 Kč
399 153 440 540	450	229 x 114	ne	500	1-2 týdny	4 730 Kč
399 153 440 720	650	229 x 140	ne	500	1-2 týdny	5 276 Kč
399 153 440 810	800	305 x 114	ne	500	2-3 týdny	5 486 Kč
399 153 441 650	1650	305 x 178	ne	250	2-3 týdny	4 188 Kč
Sáčky na vzorky SteriBag s ploškou na popis:						
399 153 440 061	60	127 x 76	ano	500	2-3 týdny	4 229 Kč
399 153 440 181	150	178 x 76	ano	500	2-3 týdny	4 358 Kč
399 153 440 541	450	229 x 114	ano	500	1-2 týdny	5 023 Kč
399 153 440 721	650	229 x 140	ano	500	1-2 týdny	6 028 Kč
399 153 440 811	800	305 x 114	ano	500	2-3 týdny	5 818 Kč
399 153 441 651	1650	305 x 178	ano	250	2-3 týdny	4 730 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Sampling-bag-SteriBag-EN.pdf

Sáček na vzorky SteriBag StandUp, sterilní

Sáčky SteriBag StandUp mají speciálně upravené dno. Po naplnění vzorkem stojí ve vertikální poloze bez nutnosti opory. Jsou vhodné pro skladování a přepravu pevných i kapalných vzorků.



- sterilní
- materiál: průhledný PE
- praktický uzávěr
- ploška na popis
- odolné proti protržení
- dokonale těsné

 Dodržujte pokyny pro práci se sáčky. Jen při správném uzavření jsou dokonale těsné a udrží vzorek sterilní.

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Ploška na popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 440 400	400	229 x 114	ano	250	4-6 týdnů	3 198 Kč
399 153 440 600	600	229 x 152	ano	250	4-6 týdnů	3 343 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Sampling-bag-SteriBag-StandUp-EN.pdf