

## Sada laboratorních podnosů, PP

- 4dílná nebo 6dílná
- materiál: bílý PP (výroba vstřikováním)
- teplotní odolnost: max. 60 °C (krátkodobě 80 °C)
- pevná konstrukce, vyhnutý okraj, žebrované dno
- vhodná pro přípravu i přenášení vzorků, nádobek a nástrojů, jako úkapová vanička apod.
- vhodná i pro potravinářství



4dílná sada		6dílná sada	
Objem	Vnější rozměry (d x š x v)	Objem	Vnější rozměry (d x š x v)
1 l	180 x 230 x 42 mm	1 l	180 x 230 x 42 mm
3 l	250 x 310 x 65 mm	3 l	250 x 310 x 65 mm
5 l	310 x 370 x 75 mm	5 l	310 x 370 x 75 mm
15 l	420 x 520 x 120 mm	15 l	420 x 520 x 120 mm
30 l	-	30 l	534 x 634 x 140 mm
60 l	-	60 l	648 x 846 x 160 mm

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
399 104 201 095	Sada laboratorních podnosů	4dílná (objem 1 až 15 l)	1-2 týdny	1 383 Kč
399 104 201 100	Sada laboratorních podnosů	6dílná (objem 1 až 60 l)	3-4 týdny	3 967 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*