

Sada lopatek a sáčků pro odběr vzorků, sterilní

- obsah sady: 10 ks 50ml odměrných lopatek a 10 ks 300ml sáčků na vzorky SteriBag Premium
- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- lopatky (bílé PS): vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- sáčky na vzorky SteriBag Premium (300 ml, PE, 200 x 145 mm): dokonale těsné, odolné proti protržení, vhodné pro pevné i kapalné vzorky; umožňují úplnou dokumentaci a sledovatelnost vzorků (na sáčku i odtrhávacím poli je unikátní kód)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
399 153 788 003	SteriPlast Kit	10 ks 50ml odměrných lopatek a 10 ks 300ml sáčků SteriBag Premium	2-3 týdny	934 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.