

## Sada pomůcek pro vážení

Sada pomůcek pro vážení obsahuje hliníkové misky, jednorázové váženky a lodičky a malý štětec.

- 100 ks hliníkových misek o průměru 64 mm a objemu 28 ml
- 100 ks jednorázových modrých váženek o objemu 7 ml (rozměry 41 x 41 x 8 mm)
- 250 ks jednorázových šestihranných váženek o objemu 8 ml (šířka 45 mm)
- 250 ks jednorázových lodiček o rozměru 56 x 41 x 8 mm
- 1 ks štětce o průměru 5 mm
- baleno v průhledném plastovém boxu s odklápěcím víkem a přihrádkami (vnější rozměry 240 x 200 x 85 mm)



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 017 224	Hliníkové misky, jednorázové váženky, jednorázové lodičky a malý štětec v průhledném plastovém boxu	701	3-4 týdny	2 617 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*