

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Špachtle > Sada špachtlí a sáčků pro odběr vzorků, sterilní

## Sada špachtlí a sáčků pro odběr vzorků, sterilní

- obsah sady: 10 ks špachtlí a 10 ks 300ml sáčků na vzorky SteriBag Premium
- sterilní (sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- špachtle (bílý PS, délka bez rukojeti 150 mm): vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- sáčky na vzorky SteriBag Premium (300 ml, PE, 200 x 145 mm): dokonale těsné, odolné proti protržení, vhodné pro pevné i kapalné vzorky; umožňují úplnou dokumentaci a sledovatelnost vzorků (na sáčku i odtrhávacím poli je unikátní kód)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
399 153 788 009	SteriPlast Kit	10 ks špachtlí a 10 ks 300ml sáčků SteriBag Premium	2-3 týdny	874 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*