

Savička pro malé objemy

Savička vhodná pro:

- skleněné pipety
- Pasteurovy pipety
- lahvičky Strohschein
- indikátorové láhve



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr otvoru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 380 750	Žlutý latex	cca 1	4	Skladem, do 1 týdne	20 Kč
331 004 600 003	Transparentní silikon	2	5	Skladem, do 1 týdne	38 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.