

SAVIČKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Savičky

Savička pro malé objemy

Savička vhodná pro:

- skleněné pipety
- Pasteurovy pipety
- lahvičky Strohschein
- indikátorové láhve



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr otvoru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 380 750	Žlutý latex	cca 1	4	Skladem, do 1 týdne	20 Kč
331 004 600 003	Transparentní silikon	2	5	Skladem, do 1 týdne	38 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Savička pro větší objemy

- červená pryž
- průměr otvoru 6 mm



Obj. číslo	Velikost	Objem [ml]	Průměr balónku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
273 500 101 011	B	5	25	Skladem, do 1 týdne	76 Kč
273 004 010 000	0	8	30	Skladem, do 1 týdne	93 Kč
273 004 010 002	5	89	62	4-6 týdnů	153 Kč
273 004 010 005	7	143	72	2-3 týdny	206 Kč
273 004 010 007	9	224	84	4-6 týdnů	263 Kč
331 004 010 010	11	347	94	4-6 týdnů	315 Kč

