

Sběrač rtuti

Sběrač rtuti sestává ze sběrné nádoby s perforovanou vložkou a šroubovacím víčkem se speciální houbičkou z PUR pěny. Jemným přitlačením na rozlitou rtuť se póry houbičky otevrou a absorbují kuličky rtuti. Víčko se našroubuje zpět na nádobku, kuličky se uvolní a propadnou přes perforovanou vložku na dno nádoby.



- sběrač lze použít opakovaně
- opotřebovanou houbičku z PUR pěny lze snadno vyjmout a vyměnit
- max. objem: < 100 ml rozlité rtuti
- celkové rozměry (Ø x výška): 104 x 50 mm

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 197 890 001	S perforovanou vložkou a šroubovacím uzávěrem s houbičkou	2-3 týdny	768 Kč
399 197 890 002	Náhradní houbička (pěnová vložka)	2-3 týdny	129 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.