

Silikagel 60 pro sloupcovou chromatografii, Chemsolute

- vzorec: SiO₂
- CAS: 7631-86-9
- velikost částic: 0,063 - 0,2 mm (70 - 230 mesh)
- střední velikost pórů: 60 ±10 Å
- pH: 6,0 - 7,5



| Obj. číslo | Popis | Velikost částic [mm] | Balení [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|----------------------|------------|------------|-----------|
| 110 064 016 051 | Silikagel pro sloupcovou chromatografii | 0,063 - 0,2 | 1000 | 1-2 týdny | 1 090 Kč |
| 110 064 160 525 | Silikagel pro sloupcovou chromatografii | 0,063 - 0,2 | 2500 | 3-4 týdny | 2 020 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.