

## SILIKAGELY PRO SLOUPCOVOU CHROMATOGRAFII

VERKON > Chromatografie > Ostatní pomůcky pro chromatografii > Silikagely pro sloupcovou chromatografii

### Silikagel 60 pro sloupcovou chromatografii, Chemsolute

- vzorec: SiO<sub>2</sub>
- CAS: 7631-86-9
- velikost částic: 0,063 - 0,2 mm (70 - 230 mesh)
- střední velikost pórů: 60 ±10 Å
- pH: 6,0 - 7,5



Obj. číslo	Popis	Velikost částic [mm]	Balení [g]	Dostupnost	Cena / ks
110 064 016 051	Silikagel pro sloupcovou chromatografii	0,063 - 0,2	1000	3-4 týdny	1 090 Kč
110 064 160 525	Silikagel pro sloupcovou chromatografii	0,063 - 0,2	2500	3-4 týdny	2 020 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*