

BOXY A ZÁSObNÍKY

VERKON > Dávkování a titrace > Příslušenství pro pipetování > Boxy a zásobníky

Box skladovací

- provedení s 1, 2 nebo 3 přihrádkami
- průhledné odklápěcí víko pro každou přihrádku
- protiskluzové nožičky
- materiál: akrylát
- vhodný pro skladování malých pomůcek (pipetovací špičky, zátky, zkumavky, malé nádoby atd.)



Obj. číslo	Popis	Počet přihrádek	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 060 615 001	Skladovací box	1	175 x 250 x 330	4-6 týdnů	2 444 Kč
130 060 615 002	Skladovací box	2	175 x 250 x 330	4-6 týdnů	3 263 Kč
130 060 615 003	Skladovací box	3	265 x 250 x 330	4-6 týdnů	5 693 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan se zásobníkem špiček pro jednokanálové pipety

- kapacita: 4 jednokanálové pipety
- materiál: akrylát
- průhledné posuvné víko
- protiskluzové nožičky
- čisté a bezpečné skladování špiček
- **informace k dodávce:** stojan je dodáván prázdný, tj. bez pipet i špiček (obrázek je pouze ilustrační)



Obj. číslo	Počet pipet	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 060 605 001	4	200 x 178 x 173	4-6 týdnů	2 092 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan s děleným zásobníkem špiček pro jednokanálové pipety

Novinka Sleva 10 % Akce LABOREXPO 2026

Sleva platí do 9. 7. 2026

- kapacita stojanu: až 4 jednonálové pipety
- dělený zásobník pro různé velikosti špiček
- průhledné výklopné víko
- rozměry (š x v x h): 244 x 246 x 165 mm
- materiál: akrylát



Obj. číslo	Popis	Počet pipet	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 695 716	Stojan s děleným zásobníkem špiček	až 4	244 x 246 x 165	Skladem, do 1 týdne	3 975 Kč 3 578 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.