

AUTOMATICKÉ DLE SCHILLINGA

VERKON > Sklo a porcelán > Byrety > Automatické dle Schillinga

Byreta automatická dle Schillinga, včetně PE zásobní láhve

- objem: 5, 10, 15, 25 a 50 ml
- materiál přicházející do styku s médiem: borosilikátové sklo (byreta), PE, PP a přírodní kaučuk
- třída přesnosti B
- modrá graduace
- Schellbachův pruh
- přesné dávkování pomocí tlačítka, jemná titrace pomocí mikrošroubu
- plnění zmáčknutím zásobní láhve
- ISO 385
- **informace k dodávce:** součástí dodávky byrety je PE zásobní láhev a pevný stojan na láhev



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i plastové [kádinky](#), [odměrky](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [ml]	Objem láhve [ml]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 969 505	5	0,05	±0,03	500	4-6 týdnů	1 574 Kč
399 100 969 510	10	0,05	±0,045	500	2-3 týdny	1 574 Kč
399 100 969 515	15	0,1	±0,045	500	4-6 týdnů	1 574 Kč
399 100 969 525	25	0,1	±0,075	1000	2-3 týdny	1 574 Kč
399 100 969 550	50	0,1	±0,075	1000	2-3 týdny	1 834 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 [Byreta automatická dle Schillinga](#)