

KUŽELOVÉ DLE ERLENMEYERA

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > Kuželové dle Erlenmeyera

Baňky kónického tvaru s plochým dnem jsou univerzální baňky vhodné pro použití ve všech typech laboratoří. Jsou vhodné pro ochlazování i zahřívání kapalných vzorků, pro jejich míchání, protřepávání, skladování a transport.

Rychlý přehled naší nabídky baněk kónického tvaru s plochým dnem:

Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá	objem 25 – 5000 ml
Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, silnostěnná	objem 25 – 5000 ml
Baňka kuželová dle Erlenmeyera širokohrdlá	objem 25 – 2000 ml
Baňka kuželová dle Erlenmeyera širokohrdlá, silnostěnná	objem 100 – 1000 ml
Baňka kuželová dle Erlenmeyera s normalizovaným zábrusem	objem 25 – 2000 ml
Baňka kuželová dle Erlenmeyera se šroubovým uzávěrem	objem 100 – 1000 ml
Baňka kuželová dle Erlenmeyera kultivační	objem 50 – 5000 ml
Baňka na stanovení jodového čísla	objem 50 – 1000 ml

Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- vyhnutý okraj
- stupnice
- ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace
- dle normy ČSN 70 4039 (kromě objemu 200 a 300 ml)



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 119 025	24/25	25	42	22	75	1-2 týdny	172 Kč
632 417 119 050	24/50	50	51	22	90	Skladem	164 Kč
632 417 119 100	24/100	100	64	28	105	Skladem	200 Kč
632 417 119 200	24/200	200	79	34	135	Skladem	57 Kč
632 417 119 250	24/250	250	85	34	145	Skladem	57 Kč
632 417 119 300	24/300	300	87	34	160	1-2 týdny	77 Kč
632 417 119 500	24/500	500	105	34	180	Skladem	79 Kč
632 417 119 940	24/1000	1000	131	42	220	Skladem	133 Kč
632 411 119 950	24/2000	2000	166	50	280	Skladem	352 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 119 952	24/3000	3000	187	50	310	Skladem	727 Kč
632 411 119 956	24/5000	5000	220	50	365	Skladem	1 134 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 25, 50 a 100 ml
- vyhnutý okraj
- orientační stupnice
- ploška na popis



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
120 951 216 141	Erlenka úzkohrdlá	25	Skladem	112 Kč
120 951 216 171	Erlenka úzkohrdlá	50	Skladem	99 Kč
120 951 216 241	Erlenka úzkohrdlá	100	1-2 týdny	121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera širokohrdlá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- vyhnutý okraj
- stupnice
- ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn - vhodná pro tepelné operace
- dle normy ČSN 70 4039 a ISO 24450 (kromě objemu 25, 100, 200, 300 a 2000 ml)



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 106 025	25/25	25	42	32	70	1-2 týdny	176 Kč
632 411 106 050	25/50	50	51	34	85	1-2 týdny	174 Kč
632 417 106 100	25/100	100	64	34	110	Skladem	53 Kč
632 417 106 200	25/200	200	79	50	131	1-2 týdny	58 Kč
632 417 106 250	25/250	250	85	50	140	Skladem	62 Kč
632 417 106 300	25/300	300	87	50	156	1-2 týdny	83 Kč
632 417 106 500	25/500	500	105	50	175	Skladem	81 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 417 106 940	25/1000	1000	131	50	220	Skladem	144 Kč
632 411 106 950	25/2000	2000	153	72	280	Skladem	389 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- normalizovaný zábrus NZ
- ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace
- dle normy ISO 4797
- bez zátky ([objednává se samostatně](#))



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 426 207 025	8024/25 14/23	25	42	70	14/23	1-2 týdny	290 Kč
632 426 207 026	8024/25 19/26	25	42	70	19/26	1-2 týdny	298 Kč
632 426 207 050	8024/50 14/23	50	51	85	14/23	1-2 týdny	298 Kč
632 426 207 051	8024/50 19/26	50	51	85	19/26	1-2 týdny	304 Kč
632 426 207 052	8024/50 29/32	50	51	85	29/32	1-2 týdny	316 Kč
632 426 207 100	8024/100 14/23	100	64	105	14/23	1-2 týdny	332 Kč
632 426 207 101	8024/100 19/26	100	64	105	19/26	1-2 týdny	331 Kč
632 426 207 102	8024/100 29/32	100	64	105	29/32	1-2 týdny	306 Kč
632 426 207 200	8024/200 29/32	200	79	130	29/32	1-2 týdny	395 Kč
632 426 207 250	8024/250 29/32	250	85	140	29/32	1-2 týdny	393 Kč
632 426 207 251	8024/250 45/40	250	85	140	45/40	1-2 týdny	545 Kč
632 426 207 300	8024/300 29/32	300	87	155	29/32	1-2 týdny	396 Kč
632 426 207 500	8024/500 29/32	500	105	175	29/32	1-2 týdny	438 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 426 207 501	8024/500 45/40	500	105	175	45/40	1-2 týdny	490 Kč
632 426 207 940	8024/1000 29/32	1000	131	215	29/32	Skladem	508 Kč
632 426 207 941	8024/1000 45/40	1000	131	215	45/40	1-2 týdny	637 Kč
632 426 207 950	8024/2000 29/32	2000	166	275	29/32	Skladem	723 Kč
632 426 207 951	8024/2000 45/40	2000	166	275	45/40	1-2 týdny	847 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, silnostěnná, DURAN

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

A 121 °C

- objem: 25 – 5000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- úzké hrdlo (snižuje nebezpečí kontaminace vzorku)
- vyhnutý zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- bílá graduace
- bílá ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- Retrace code (identifikace šarže)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Průměr hrdla [mm]	Síla stěny [mm]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
637 212 171 408	25	42	75	22	1,8	10 ks	4-6 týdnů	286 Kč
637 212 171 708	50	51	90	22	1,8	10 ks	2-3 týdny	290 Kč
637 212 172 404	100	64	105	22	1,8	1 ks	9 ks	266 Kč 226 Kč
637 212 173 606	250	85	145	34	2	1 ks	3 ks	233 Kč 198 Kč
637 212 174 405	500	105	180	34	2	10 ks	2-3 týdny	277 Kč
637 212 175 401	1000	131	220	42	2,3	10 ks	2-3 týdny	437 Kč
637 212 176 303	2000	166	280	50	2,5	1 ks	2-3 týdny	815 Kč
637 212 177 308	5000	220	365	52	3,5	1 ks	4-6 týdnů	3 882 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera širokohrdlá, silnostěnná, DURAN

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

A 121 °C

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- široké hrdlo pro snadné plnění a čištění
- vyhnutý zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- bílá graduace
- bílá ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- Retrace code (identifikace šarže)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Průměr hrdla [mm]	Síla stěny [mm]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
637 212 272 402	100	64	105	34	1,8	10 ks	2-3 týdny	212 Kč
637 212 273 604	250	85	140	50	1,9	10 ks	2-3 týdny	233 Kč
637 212 274 403	500	105	175	50	2	10 ks	2-3 týdny	277 Kč
637 212 275 408	1000	131	220	50	2,3	10 ks	2-3 týdny	437 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera se šroubovým uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- stupnice
- ploška na popis
- závit GL 25 nebo 32
- modrý uzávěr z PP (odolnost do +140 °C)
- vhodná k uchovávání vzorků
- dle normy ČSN 70 4030



Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 731 100	100	25	64	100	1-2 týdny	339 Kč
632 426 731 250	250	32	85	140	1-2 týdny	285 Kč
632 426 731 500	500	32	105	175	1-2 týdny	310 Kč
632 426 731 940	1000	32	131	215	1-2 týdny	415 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera kultivační, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN A 121 °C

- objem: 100, 200, 250, 300, 500, 1000 a 2000 ml
- rovné hrdlo pro kovové uzávěry o Ø 38 mm ([uzávěry](#) se objednávají samostatně)
- orientační stupnice
- bílá ploška na popis
- **informace k dodávce:** baňky jsou dodávány v balení po 10 ks; vybrané objemy lze objednat po 1 ks



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [bakteriologické uzávěry](#), [baňky na kultury](#) a [popisovače](#).

Doprodej: Kultivační baňky s možností objednání po 1 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr baňky [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 505 560 100 1	100	64	114	6 ks	553 Kč 406 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kultivační baňky v balení po 10 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr baňky [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 957 712 401	100	64	114	10	3-4 týdny	5 025 Kč
120 957 713 209	200	79	138	10	3-4 týdny	5 411 Kč
120 957 713 603	250	85	149	10	3-4 týdny	5 561 Kč
120 957 713 903	300	87	161	10	3-4 týdny	2 754 Kč
120 957 714 402	500	105	183	10	3-4 týdny	3 457 Kč
120 957 715 407	1000	131	229	10	3-4 týdny	7 218 Kč
120 957 716 309	2000	166	302	10	3-4 týdny	9 229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka kuželová dle Erlenmeyera kultivační, Biogen (Witeg)

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr baňky [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 560 050	50	51	85	10	3-4 týdny	5 310 Kč
120 505 560 100	100	64	112	10	3-4 týdny	5 320 Kč
120 505 560 200	200	79	136	10	4-6 týdnů	5 730 Kč
120 505 560 250	250	85	145	10	3-4 týdny	5 840 Kč
120 505 560 300	300	87	161	10	3-4 týdny	2 910 Kč
120 505 560 500	500	105	183	10	3-4 týdny	3 630 Kč
120 505 560 001	1000	131	232	10	4-6 týdnů	7 610 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr baňky [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 560 002	2000	166	305	10	3-4 týdny	9 420 Kč
120 505 560 003	3000	187	310	2	3-4 týdny	3 958 Kč
120 505 560 005	5000	220	365	1	4-6 týdnů	2 535 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka na stanovení jodového čísla, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- ploška na popis
- normalizovaný zábrus NZ
- skleněná zátka



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 426 210 050	8481/50	50	51	85	19/26	1-2 týdny	464 Kč
632 426 210 100	8481/100	100	64	105	19/26	1-2 týdny	518 Kč
632 426 210 250	8481/250	250	85	135	29/32	1-2 týdny	580 Kč
632 426 210 500	8481/500	500	105	170	29/32	1-2 týdny	552 Kč
632 426 210 940	8481/1000	1000	131	215	29/32	1-2 týdny	783 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.