

## BAŇKY NA KULTURY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Baňky na kultury

### Baňka Baffled dle Erlenmeyera s úzkým hrdlem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dno se čtyřmi zářezy (podporuje oksyličení vzorků)
- bílá stupnice, ploška na popis
- úzké rovné hrdlo vhodné pro kovový bakteriologický uzávěr
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro kultivace mikroorganismů
- **informace k dodávce:** baňky se dodávají bez bakteriologických uzávěrů



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 430	100	38	62	117	3-4 týdny	166 Kč
120 647 690 431	250	38	82	138	1-2 týdny	196 Kč
120 647 690 432	500	38	101	186	3-4 týdny	267 Kč
120 647 690 433	1000	38	129	222	3-4 týdny	497 Kč
120 647 690 434	2000	38	161	282	3-4 týdny	777 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Mohlo by se hodit

##### Bakteriologické uzávěry



##### Laboratorní popisovače



##### Petriho misky



# Baňka Baffled dle Erlenmeyera se šroubovým uzávěrem s membránou, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

- objem: 250, 500 a 1000 ml
- dno se čtyřmi zářezy (podporuje okysličení vzorků)
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu, vyšší stabilita)
- bílá stupnice, ploška na popis
- závit GL 45
- vylévací kroužek, modrý uzávěr s membránou (teplotní odolnost do 140 °C)
- Retrace code (identifikace šarže)
- splňuje ISO 3585, ASTM-E438 typ 1, třída A
- vhodná pro kultivace mikroorganismů
- **informace k dodávce:** baňky o objemu 250 a 500 ml jsou dodávány v balení po 4 kusech



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 212 833 655	250	85	145	45	4	1-2 týdny	2 344 Kč
637 212 834 454	500	105	180	45	4	4-6 týdnů	2 637 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 212 835 459	1000	135	221	45	1-2 týdny	844 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Láhev TILT pro přípravu živných roztoků, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

- objem: 500 ml
- nesterilní, autoklávatelná
- zkosená boční stěna (láhev lze použít i v úhlu 45° pro snadnější pipetování)
- bílá stupnice pro odečtení objemu pro obě polohy
- široké hrdlo pro snadné plnění
- šroubovací uzávěr GL 56 z bílého PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- nízký tvar vhodný pro použití v laminárních boxech, chladničkách i vodní lázni (výška včetně uzávěru 151 mm)
- splňuje ISO 3585, ASTM-E438 typ 1, třída A, ISO 10993-5:2009 (neobsahuje cytotoxiny)



- volitelné příslušenství: ochranný silikonový návlek (pokrývá 94 % povrchu láhve, chrání vzorky před UV zářením), barevné rozlišovací kroužky s poutkem, autoklávovatelné samolepicí štítky na víčko (zabraňují křížové kontaminaci vzorků), náhradní uzávěry
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány včetně víčka v balení po 4 kusech

### Láhve TILT včetně uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 914 459	500	Nesterilní, včetně uzávěru	45	4	4-6 týdnů	1 070 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: ochranný návlek, barevné rozlišovací kroužky, samolepicí štítky na víčko, náhradní uzávěry

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 292 435 601	Ochranný návlek z bílého silikonu s barevným rozlišovacím kroužkem (žlutá, oranžová, modrá, nachová)	4	4-6 týdnů	773 Kč
637 292 435 634	Žlutý rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč
637 292 435 626	Oranžový rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč
637 292 435 659	Modrý rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč
637 292 435 667	Nachový rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	857 Kč
637 294 015 604	Samolepicí štítky na víčko, průměr 40 mm, autoklávovatelné	60	4-6 týdnů	434 Kč
637 292 295 602	Náhradní víčko, bílý PP, GL 56	10	4-6 týdnů	621 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Lahvička kultivační včetně šroubovacího hliníkového víčka

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 3 nebo 5 ml
- autoklávovatelná
- vhodná pro kultivace buněčných kultur, skladování i přepravu
- rozměry v tabulce uvedeny ve tvaru průměr x výška
- **informace k dodávce:** lahvičky jsou dodávány včetně hliníkového uzávěru v balení po 100 ks



<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Ploška na popis</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
120 953 562 123	3	12 x 35	Ne	100	4-6 týdnů	2 027 Kč
120 953 562 143	5	14 x 50	Ano	100	4-6 týdnů	6 373 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*