

BAŇKY NA KULTURY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Baňky na kultury

Baňka Baffled dle Erlenmeyera s úzkým hrdlem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dno se čtyřmi zářezy (podporuje okysličení vzorků)
- bílá stupnice, ploška na popis
- úzké rovné hrdlo vhodné pro kovový [bakteriologický uzávěr](#)
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro kultivace mikroorganismů
- **informace k dodávce:** baňky se dodávají bez bakteriologických uzávěrů



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 430	100	38	62	117	3-4 týdny	159 Kč
120 647 690 431	250	38	82	138	3-4 týdny	187 Kč
120 647 690 432	500	38	101	186	3-4 týdny	255 Kč
120 647 690 433	1000	38	129	222	3-4 týdny	473 Kč
120 647 690 434	2000	38	161	282	3-4 týdny	732 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

varianta glassco

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr baňky [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 022 001 250	250	85	50	135	Delší termín	236 Kč
639 022 001 300	300	87	50	156	Delší termín	304 Kč
639 022 001 500	500	105	50	170	Delší termín	325 Kč
639 022 001 940	1000	131	50	215	Delší termín	484 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mohlo by se hodit

Bakteriologické uzávěry	Laboratorní popisovače	Petriho misky
---	--	-------------------------------



Baňka Baffled dle Erlenmeyera se šroubovým uzávěrem s membránou, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

- objem: 250, 500 a 1000 ml
- dno se čtyřmi zářezy (podporuje okysličené vzorky)
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu, vyšší stabilita)
- bílá stupnice, ploška na popis
- závit GL 45
- vylévací kroužek, modrý uzávěr s membránou (teplotní odolnost do 140 °C)
- Retrace code (identifikace šarže)
- splňuje ISO 3585, ASTM-E438 typ 1, třída A
- vhodná pro kultivace mikroorganismů
- **informace k dodávce:** baňky o objemu 250 a 500 ml jsou dodávány v balení po 4 kusech



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 212 833 655	250	85	145	45	4	1-2 týdny	2 297 Kč
637 212 834 454	500	105	180	45	4	4-6 týdnů	2 586 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 212 835 459	1000	135	221	45	1-2 týdny	827 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev TILT pro přípravu živných roztoků, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

- objem: 500 ml
- nesterilní, autoklávatelná
- zkosená boční stěna (láhev lze použít i v úhlu 45° pro snadnější pipetování)
- bílá stupnice pro odečtení objemu pro obě polohy
- široké hrdlo pro snadné plnění
- šroubovací uzávěr GL 56 z bílého PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- nízký tvar vhodný pro použití v laminárních boxech, chladničkách i vodní lázni (výška včetně uzávěru 151 mm)
- splňuje ISO 3585, ASTM-E438 typ 1, třída A, ISO 10993-5:2009 (neobsahuje cytotoxiny)
- volitelné příslušenství: ochranný silikonový návlek (pokrývá 94 % povrchu láhve, chrání vzorky před UV zářením), barevné rozlišovací kroužky s poutkem, autoklávatelné samolepicí štítky na víčko (zabraňují křížové kontaminaci vzorků), náhradní uzávěry
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány včetně víčka v balení po 4 kusech



Láhve TILT včetně uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 914 459	500	Nesterilní, včetně uzávěru	45	4	4-6 týdnů	1 039 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: ochranný návlek, barevné rozlišovací kroužky, samolepicí štítky na víčko, náhradní uzávěry

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 292 435 601	Ochranný návlek z bílého silikonu s barevným rozlišovacím kroužkem (žlutá, oranžová, modrá, nachová)	4	4-6 týdnů	750 Kč
637 292 435 634	Žlutý rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	829 Kč
637 292 435 626	Oranžový rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	829 Kč
637 292 435 659	Modrý rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	829 Kč
637 292 435 667	Nachový rozlišovací silikonový kroužek s poutkem	20	4-6 týdnů	829 Kč
637 294 015 604	Samolepicí štítky na víčko, průměr 40 mm, autoklávatelné	60	4-6 týdnů	421 Kč
637 292 295 602	Náhradní víčko, bílý PP, GL 56	10	4-6 týdnů	604 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lahvička kultivační včetně šroubovacího hliníkového víčka

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 3 nebo 5 ml
- autoklávatelná
- vhodná pro kultivace buněčných kultur, skladování i přepravu
- rozměry v tabulce uvedeny ve tvaru průměr x výška
- **informace k dodávce:** lahvičky jsou dodávány včetně hliníkového uzávěru v balení po 100 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Ploška na popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 953 562 123	3	12 x 35	Ne	100	4-6 týdnů	1 920 Kč
120 953 562 143	5	14 x 50	Ano	100	4-6 týdnů	5 733 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.