

S KULATÝM DNEM

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > S kulatým dnem

Baňka s kulatým dnem, úzkohrdlá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- úzké hrdlo
- vyhnutý okraj
- ploška na popis
- stejnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- dle normy ČSN 70 4041



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#).

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 205 050	15/50	50	51	22	105	Skladem	184 Kč
632 411 205 100	15/100	100	64	22	115	Skladem	242 Kč
632 411 205 250	15/250	250	85	34	143	Skladem	179 Kč
632 411 205 500	15/500	500	105	34	168	5 ks	230 Kč
632 411 205 940	15/1000	1000	131	42	210	Skladem	311 Kč
632 411 205 950	15/2000	2000	166	50	260	Delší termín	508 Kč
632 411 205 954	15/4000	4000	207	50	315	2-3 týdny	1 103 Kč
632 411 205 958	15/6000	6000	236	65	355	1-2 týdny	1 364 Kč
632 411 205 966	15/10000	10000	279	65	420	1-2 týdny	2 156 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka s kulatým dnem, širokohrdlá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- široké hrdlo pro snadné plnění
- vyhnutý okraj
- ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace

Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 203 050	50	51	34	105	1-2 týdny	219 Kč
632 411 203 100	100	64	34	115	1-2 týdny	286 Kč
632 411 203 250	250	85	50	145	Skladem	213 Kč
632 411 203 500	500	105	50	175	4 ks	255 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka s kulatým dnem a NZ, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- s normalizovaným zábrusem NZ
- ploška na popis
- stejnoměrná síla stěn - vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- bez zátky (objednává se samostatně)

Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#), různé typy [nástavců](#), [tuky na zábrusy](#), [návrky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 219 050	8004/50 14/23	50	14/23	51	105	1-2 týdny	297 Kč
632 426 219 052	8004/50 29/32	50	29/32	51	105	Skladem	328 Kč
632 426 219 100	8004/100 14/23	100	14/23	64	115	1-2 týdny	336 Kč
632 426 219 101	8004/100 19/26	100	19/26	64	115	1-2 týdny	336 Kč
632 426 219 102	8004/100 29/32	100	29/32	64	115	Skladem	354 Kč
632 426 219 250	8004/250 29/32	250	29/32	85	145	Skladem	408 Kč
632 426 219 500	8004/500 29/32	500	29/32	105	175	Skladem	482 Kč
632 426 219 940	8004/1000 29/32	1000	29/32	131	210	Skladem	569 Kč
632 426 219 950	8004/2000 29/32	2000	29/32	166	260	Skladem	906 Kč
632 426 219 954	8004/4000 45/40	4000	45/40	207	315	1-2 týdny	1 814 Kč
632 426 219 958	8004/6000 60/46	6000	60/46	236	355	1-2 týdny	2 005 Kč
632 426 219 966	8004/10000 60/46	10000	60/46	279	420	Skladem	2 569 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka destilační s kulatým dnem a šikmým postranním tubusem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- centrální tubus NZ₁ 14/23, 29/32 nebo 45/40
- šikmý postranní tubus NZ₂ 14/23
- ploška na popis od objemu 250 ml
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury ([chladiče](#), [kolony](#), [kolena](#), [nástavce](#), [teploměry](#) atd.) přes NZ



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#), [nálevky/násypky](#), různé typy [nástavců](#), [tuky na zábrusy](#), [návrky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.

Destilační baňky s šikmým postranním tubusem, Labsolute

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	Dostupnost	Cena / ks
120 500 699 025	25	14/23	14/23	3-4 týdny	258 Kč
120 500 699 050	50	14/23	14/23	3-4 týdny	259 Kč
120 500 699 100	100	14/23	14/23	1-2 týdny	265 Kč
120 500 703 100	100	29/32	14/23	1-2 týdny	282 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Destilační baňky s šikmým postranním tubusem, Simax

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	Dostupnost	Cena / ks
632 426 223 250	250	29/32	14/23	Skladem	567 Kč
632 426 223 500	500	29/32	14/23	Skladem	614 Kč
632 426 223 940	1000	29/32	14/23	Skladem	737 Kč
632 426 223 950	2000	29/32	14/23	Skladem	949 Kč
632 426 223 954	4000	45/40	14/23	Skladem	1 471 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma šikmými postranními tubusy

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 4000 nebo 6000 ml
- centrální tubus s NZ₁
- 2 šikmé postranní tubusy s NZ₂ a NZ₃
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury ([chladiče](#), [kolony](#), [kolena](#), [nástavce](#), [teploměry](#) atd.) přes NZ



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#), [nálevky/násypky](#), různé typy [nástavců](#), [tuky na zábrusy](#), [návrky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci

zábrusů.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	NZ ₃	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 140	7690140	50	29/32	14/23	14/23	2-3 týdny	393 Kč
120 647 690 141	7690141	100	29/32	14/23	14/23	2-3 týdny	393 Kč
632 426 224 250	8018/250 29/32	250	29/32	14/23	14/23	Skladem	738 Kč
632 426 224 500	8018/500 29/32	500	29/32	14/23	14/23	Skladem	787 Kč
632 426 224 940	8018/1000 29/32	1000	29/32	14/23	29/32	Skladem	949 Kč
632 426 224 950	8018/2000 29/32	2000	29/32	14/23	29/32	Delší termín	1 151 Kč
632 426 224 954	8018/4000 45/40	4000	45/40	14/23	29/32	Skladem	2 380 Kč
632 426 224 958	8018/6000 60/46	6000	60/46	14/23	29/32	Skladem	3 069 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma svislými postranními tubusy

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- centrální tubus s NZ₁
- 2 svislé postranní tubusy s NZ₂ a NZ₃
- ploška na popis
- stejnoměrná tloušťka stěn - vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#), různé typy [nástavců](#), [tuky na zábrusy](#), [návršky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	NZ ₃	Dostupnost	Cena / ks
120 500 768 100	100	29/32	14/23	14/23	2-3 týdny	1 069 Kč
120 500 772 100	100	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	1 700 Kč
632 426 222 250	250	29/32	14/23	14/23	1-2 týdny	733 Kč
120 500 772 250	250	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	1 955 Kč
632 426 222 500	500	29/32	14/23	14/23	1-2 týdny	780 Kč
632 426 222 940	1000	29/32	14/23	29/32	1-2 týdny	967 Kč
632 426 222 941	1000	29/32	29/32	29/32	1-2 týdny	1 059 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	NZ ₃	Dostupnost	Cena / ks
632 426 222 950	2000	29/32	14/23	29/32	1-2 týdny	1 203 Kč
120 500 772 002	2000	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	3 131 Kč
632 426 222 954	4000	45/40	14/23	29/32	Skladem	1 758 Kč
632 426 222 958	6000	60/46	14/23	29/32	Skladem	2 340 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 426 222 954	Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma svislými postranními tubusy, Objem [ml]: 4000, NZ1: 45/40, NZ2: 14/23, NZ3: 29/32	Nové	1 ks	1 758 Kč 1 582 Kč
OUT 632 426 222 958	Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma svislými postranními tubusy, Objem [ml]: 6000, NZ1: 60/46, NZ2: 14/23, NZ3: 29/32	Nové	1 ks	2 340 Kč 2 106 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka frakční s trubicí natavenou dole, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- úzké dlouhé hrdlo
- ploška na popis
- odvodná trubice natavená dole
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace



i Frakční baňku lze dodat i v provedení s trubicí natavenou uprostřed (kat. č. 41/B) nebo v provedení podle Englera (kat. č. 42) – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	h ₁ [mm]	l [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 425 220 025	41/A/25	25	41	22	110	46	200	Na dotaz	322 Kč
632 425 220 050	41/A/50	50	51	22	120	46	200	Skladem	322 Kč
632 425 220 100	41/A/100	100	64	22	150	58	200	1-2 týdny	310 Kč
632 425 220 250	41/A/250	250	85	34	200	76	200	Skladem	520 Kč
632 425 220 940	41/A/1000	1000	131	34	300	112	250	1-2 týdny	637 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka mineralizační podle Kjeldahla, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- dlouhé úzké hrdlo (omezuje vzkypění obsahu)
- ploška na popis
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- vhodná pro stanovení dusíku v organických látkách
- dle normy ČSN 70 4030



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 210 050	51/50	50	49	22	200	1-2 týdny	188 Kč
632 411 210 100	51/100	100	60	34	200	Skladem	217 Kč
632 411 210 250	51/250	250	81	34	270	1-2 týdny	248 Kč
632 411 210 500	51/500	500	101	34	300	1-2 týdny	279 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka pro rotační odparky

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

Odpařovací baňka hruškovitého tvaru vhodná pro použití s rotačními odparkami.

- objem: 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- normalizovaný zábrus NZ 29/32
- bílá ploška na popis
- teplotní odolnost do 500 °C



Obj. číslo	Objem [ml]	NZ	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 180	100	29/32	62	1-2 týdny	224 Kč
120 647 690 181	250	29/32	83	1-2 týdny	290 Kč
120 647 690 182	500	29/32	101	1-2 týdny	398 Kč
120 647 690 183	1000	29/32	128	1-2 týdny	765 Kč
120 647 690 184	2000	29/32	160	1-2 týdny	1 109 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

alternativa glassco

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
636 006 920 201	50	29/32	94	Delší termín	178 Kč
636 006 920 203	100	29/32	110	Delší termín	234 Kč
636 006 920 204	250	24/29	140	Delší termín	305 Kč
636 006 920 205	250	29/32	140	Delší termín	307 Kč
636 006 920 207	500	29/32	170	Delší termín	416 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
636 006 920 209	1000	29/32	210	Delší termín	651 Kč
636 006 920 210	2000	29/32	250	Delší termín	935 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.