

## S POSTRANNÍM KOHOUTEM

VERKON > Sklo a porcelán > Byrety > S postranním kohoutem

### Byreta s postranním PTFE ventilem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 10, 25 nebo 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení: se Schellbachovým pruhem
- boční jehlový PTFE ventil
- vyhovuje DIN EN ISO 385

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
120 647 691 153	AS	10	0,02	Ano	3-4 týdny	960 Kč
120 647 691 154	AS	25	0,05	Ano	3-4 týdny	960 Kč
120 647 691 155	AS	50	0,1	Ano	3-4 týdny	960 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Byreta s postranním kohoutem se skleněným kladívkem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 10, 25 nebo 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení: se Schellbachovým pruhem
- postranní kohout se skleněným kladívkem
- vyhovuje DIN EN ISO 385

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
120 647 691 150	AS	10	0,02	Ano	3-4 týdny	1 349 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Třída přesnosti</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Dělení [ml]</b>	<b>Schellbachův pruh</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
120 647 691 151	AS	25	0,05	Ano	3-4 týdny	1 349 Kč
120 647 691 152	AS	50	0,1	Ano	3-4 týdny	1 349 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*