

NÁLEVKY DĚLICÍ A PŘIKAPÁVACÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Nálevky dělicí a přikapávací

Nálevka dělicí hruškovitá se skleněnou zátkou a skleněným kohoutem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- tvar: hruškovitý
- provedení: s normalizovaným zábrusem (typ NZ: plášť) a skleněnou zátkou
- kohout se skleněným kladívkem



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [držáky ve tvaru podkovy](#), [laboratorní stojany](#), [nálevky](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) a [kádinky s uchem](#).

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr stonku [mm]	Délka stonku [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 426 355 100	2394	100	9	70	19/26	1-2 týdny	1 285 Kč
632 426 355 250	2394	250	9	70	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 388 Kč
632 426 355 500	2394	500	10	70	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 633 Kč
632 426 355 940	2394	1000	10	70	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 876 Kč
632 426 355 950	2394	2000	13	70	29/32	Skladem, do 1 týdne	2 561 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nálevka dělicí hruškovitá dle Squibba s PE zátkou a PTFE kohoutem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- tvar: hruškovitý
- provedení: s normalizovaným zábrusem (typ NZ: plášť) a PE zátkou
- kohout s PTFE kladívkem



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [držáky ve tvaru podkovy](#), [laboratorní stojany](#), [nálevky](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) a [kádinky s uchem](#).

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr stonku [mm]	Délka stonku [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 426 355 056	2394/T	50	9	70	19/26	1-2 týdny	1 293 Kč
632 426 355 106	2394/T	100	9	70	19/26	1-2 týdny	1 348 Kč
632 426 355 256	2394/T	250	9	70	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 400 Kč
632 426 355 506	2394/T	500	10	70	29/32	1-2 týdny	1 727 Kč
632 426 355 946	2394/T	1000	10	70	29/32	1-2 týdny	2 861 Kč
632 426 355 956	2394/T	2000	13	70	29/32	1-2 týdny	2 504 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nálevka dělicí válcovitá s PE zátkou a skleněným kohoutem, Witeg

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 Výrobci a značky: Witeg

- objem: 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- tvar: válcovitý
- provedení: s normalizovaným zábrusem (typ NZ: plášť) a PE zátkou
- kohout se skleněným kladívkem (průměr vrtání otvoru 2,5; 4 nebo 6,3 mm)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [držáky ve tvaru podkovy](#), [laboratorní stojany](#), [nálevky](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) a [kádinky s uchem](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Vrtání [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
120 502 644 050	50	2,5	19/26	3-4 týdny	1 280 Kč
120 502 644 100	100	2,5	19/26	Skladem, do 1 týdne	1 226 Kč
120 502 644 250	250	2,5	29/32	3-4 týdny	1 451 Kč
120 502 644 500	500	2,5	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 850 Kč
120 502 644 001	1000	4	29/32	3-4 týdny	2 359 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nálevka přikapávací válcovitá se skleněnou zátkou a skleněným kohoutem, 2x NZ, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100 nebo 250 ml
- tvar: válcovitý
- provedení: s normalizovaným zábrusem (NZ) a zabroušenou skleněnou zátkou
- typ NZ: 1x plášť (pro zátku), 1x jádro
- kohout se skleněným kladívkem



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [držáky ve tvaru podkovy](#), [laboratorní stojany](#), [nálevky](#), [Erlenmeyerovy baňky](#) a [kádinky s uchem](#).

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Délka stonku [mm]	NZ plášť (zátku)	NZ jádro	Dostupnost	Cena / ks
632 426 356 100	2399	100	50	19/26	14/23	1-2 týdny	1 484 Kč
632 426 356 250	2399	250	65	29/32	29/32	1-2 týdny	1 655 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.