

DÓZY NA MIKROSKLA

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Dózy na mikroskla

Dóza na mikroskla, s víčkem

- 3 typy: Hellendahl s rozšířením, Schiefferdecker a Coplin
- vhodná na barvení preparátů



Obj. číslo	Typ	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 499 890 004	Hellendahl, s rozšířením	61 x 58 x 94	Skladem, do 1 týdne	565 Kč
632 499 890 001	Schiefferdecker	92 x 74,5 x 44	1-2 týdny	549 Kč
632 499 890 010	Coplin	Ø 73 x 109	1-2 týdny	558 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.