

## EXTRAKČNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Přístroje > Extrakční

### Přístroj extrakční dle Soxhleta, s chladičem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

Extrakční přístroj dle Soxhleta pro efektivní extrakci s malým množstvím rozpouštědla. Vhodný pro extrakce pevných látek s omezenou rozpustností v rozpouštědle.

- objem nástavce: 100, 200, 500 a 1000 ml
- kuličkový chladič dle Allihna s NZ (typ jádro)
- extrakční nástavec dle Soxhleta s NZ (typ jádro a plášť)
- baňka s plochým dnem a NZ 29/32 (typ plášť)

**i** V naší nabídce najdete i náhradní [extrakční nástavec](#), [chladič](#) a [baňku s plochým dnem a NZ](#).



Obj. číslo	Typ	Objem nástavce [ml]	NZ	NZ <sub>1</sub>	Dostupnost	Cena / ks
632 442 103 100	8730	100	45/40	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 103 200	8730	200	55/50	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 103 500	8730	500	60/46	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 103 940	8730	1000	71/51	29/32	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Nástavec extrakční dle Soxhleta

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 30, 70, 100, 200, 500 a 1000 ml
- 2x NZ, typ jádro (velikost 29/32) a plášť (velikost uvedena v tabulce)
- pro baňku s NZ 29/32
- jedná se o náhradní díl k [přístroji dle Soxhleta](#)

**i** V naší nabídce najdete i [chladiče k extraktoru](#) a [baňky s plochým dnem a NZ](#).



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ plášť	NZ jádro	Dostupnost	Cena / ks
632 442 101 030	8293	30	29/32	29/32	Kontaktujte nás	

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>NZ plášť</b>	<b>NZ jádro</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
632 442 101 070	8293	70	34/35	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 101 100	8293	100	45/40	29/32	Na dotaz	3 453 Kč
632 442 101 200	8293	200	55/50	29/32	1-2 týdny	4 063 Kč
632 442 101 500	8293	500	60/46	29/32	Kontaktujte nás	
632 442 101 940	8293	1000	71/51	29/32	Na dotaz	6 381 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*