

HOMOGENIZÁTORY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Homogenizátory

Mikrohomogenizátor se skleněným pístem

A 121 °C

- objem zkumavky: 25, 100 a 1000 µl
- materiál: borosilikátové sklo
- kuličkový zabroušený píst
- vhodný pro roztírání a homogenizování malých objemů tkání (např. v histologii)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je zkumavka i píst



Obj. číslo	Objem [µl]	Vnitřní průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 666 029 651	10 - 25	4	30	Na dotaz	5 026 Kč
634 666 029 751	25 - 100	6	40	Na dotaz	5 026 Kč
634 666 029 851	100 - 1000	8	50	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Homogenizátor s teflonovým pístem

- pracovní objem: 2, 5, 10, 15, 30 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo (zkumavka), nerezová ocel (píst), PTFE (hlava pístu)
- mezera mezi zkumavkou a pístem: 0,15 - 0,25 mm
- vhodný pro roztírání a homogenizování malých objemů tkání
- **informace k dodávce:** zkumavka i píst se objednává samostatně



Zkumavky s pracovním objemem 2, 5, 10, 15, 30 a 50 ml

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 196 102	Zkumavka	2	8 x 120	4-6 týdnů	747 Kč
331 850 196 105	Zkumavka	5	12 x 135	4-6 týdnů	828 Kč
331 850 196 110	Zkumavka	10	15 x 150	4-6 týdnů	971 Kč
331 850 196 115	Zkumavka	15	16 x 155	4-6 týdnů	1 045 Kč
331 850 196 130	Zkumavka	30	25 x 175	4-6 týdnů	1 489 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 196 150	Zkumavka	50	32 x 195	4-6 týdnů	2 020 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Písty z nerezové oceli, hlava pístu z PTFE

Obj. číslo	Popis	Pro objem zkumavky [ml]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 196 302	Píst	2	230	4-6 týdnů	743 Kč
331 850 196 305	Píst	5	235	4-6 týdnů	759 Kč
331 850 196 310	Píst	10	270	4-6 týdnů	841 Kč
331 850 196 315	Píst	15	270	4-6 týdnů	955 Kč
331 850 196 330	Píst	30	270	4-6 týdnů	1 220 Kč
331 850 196 350	Píst	50	270	4-6 týdnů	1 522 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.