

KAHANY

VERKON > Sklo a porcelán > Ostatní laboratorní sklo > Kahany

Kahan lihový, SIMAX

- objem 50, 100 a 200 ml
- zábrus pro dokonalé utěsnění
- klobouček pro rychlé udušení plamene
- náhradní knot se objednává samostatně
- **informace k dodávce:** kahany jsou dodávány včetně knotu a kloboučku



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nerezové](#) a [plynové](#) kahany, [síťky nad kahan](#), [rozptylovač plamene](#) a [varné kruhy](#).

Skleněný lihový kahan

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	h ₁ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 534 104 050	Lihový kahan	50	62	70	60	Skladem, do 1 týdne	657 Kč
632 534 104 100	Lihový kahan	100	70	80	60	Skladem, do 1 týdne	782 Kč
632 534 104 200	Lihový kahan	200	84	84	60	Skladem, do 1 týdne	787 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní knot do kahanu

Obj. číslo	Popis	Typ	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / m
396 000 000 006	Knot do lihového kahanu	Kulatý	6	Skladem, do 1 týdne	39 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.