

## Skleněné kapiláry a plastové špičky pro pipety Transferpettor, Brand

Výrobci a značky: Brand

- skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s **fixním** nebo **nastavitelným** objemem
  - barevné kódování
  - dodávají se v balení po 50 nebo 100 ks (dle objemu)
- plastové špičky (PP) pro pipety Transferpettor s **nastavitelným** objemem
  - dodávají se v balení po 10 ks
  - v nabídce je i sada 2 ks špiček a náhradního pístu



### Skleněné kapiláry

Obj. číslo	Popis	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 701 900	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 1/2/5 µl	Bílý	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 902	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 10 µl	Oranžový	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 904	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 20 µl	Černý	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 906	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 25 µl	2x bílý	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 908	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 50 µl	Zelený	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 910	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 100/200 µl	Modrý – červený	50	2-3 týdny	438 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Plastové špičky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
------------	-------	-------------	------------	-------------

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 852	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 100 - 500 µl	10	2-3 týdny	722 Kč
396 870 702 854	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 200 - 1 000 µl	10	2-3 týdny	722 Kč
396 870 702 858	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 1 000 - 5 000 µl	10	2-3 týdny	722 Kč
396 870 702 860	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 2 000 - 10 000 µl	10	2-3 týdny	722 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Plastové špičky a náhradní píst (balení obsahuje 2 ks špiček z PP a 1 ks pístu z PE)**

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 980 702 883	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 100 - 500 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč
160 980 702 884	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 200 - 1 000 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč
160 980 702 885	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 1 000 - 5 000 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč
160 980 702 886	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 2 000 - 10 000 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*