

LIHOMĚRY

VERKON > Sklo a porcelán > Hustoměry a lihoměry > Lihoměry

Lihoměr orientační, bez teploměru

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 - 40, 40 - 70, 70 - 100 nebo 0 - 100 % obj.
- dělení stupnice: 2 % obj.
- délka: 220 nebo 370 mm
- bez teploměru
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% obj.]	Dělení [% obj.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 402 003	0 - 40	2	220	Skladem, do 1 týdne	250 Kč
170 023 402 004	40 - 70	2	220	3-4 týdny	254 Kč
170 023 402 005	70 - 100	2	220	3-4 týdny	254 Kč
170 023 402 002	0 - 100	2	220	Skladem, do 1 týdne	206 Kč
170 023 402 001	0 - 100	2	370	Skladem, do 1 týdne	218 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lihoměr orientační, s teploměrem

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 - 100 % obj.
- dělení stupnice: 2 % obj.
- délka: 370 mm
- s teploměrem (rozsah 0 - 30 °C, dělení 1 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% obj.]	Dělení [% obj.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 412 002	0 - 100	2	370	Skladem, do 1 týdne	444 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lihoměr provozní, bez teploměru

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 – 45, 45 – 70, 70 – 100 nebo 0 – 70 % obj.
- dělení stupnice: 0,5 nebo 1 % obj.
- délka: 290 mm
- bez teploměru
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% obj.]	Dělení [% obj.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 400 501	0 – 45	0,5	290	Skladem, do 1 týdne	272 Kč
170 023 400 502	45 – 70	0,5	290	Skladem, do 1 týdne	280 Kč
170 023 400 503	70 – 100	0,5	290	Skladem, do 1 týdne	269 Kč
170 023 401 001	0 – 70	1	290	Skladem, do 1 týdne	242 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lihoměr provozní, s teploměrem

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 – 45, 45 – 70, 70 – 100 nebo 0 – 70 % obj.
- dělení stupnice: 0,5 nebo 1 % obj.
- délka: 290 mm
- s teploměrem (rozsah 0 – 30 °C, dělení 1 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% obj.]	Dělení [% obj.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 241 050 101	0 – 45	0,5	290	Skladem, do 1 týdne	721 Kč
170 241 050 201	45 – 70	0,5	290	Skladem, do 1 týdne	715 Kč
170 241 050 301	70 – 100	0,5	290	Skladem, do 1 týdne	773 Kč
170 023 411 002	0 – 70	1	290	Skladem, do 1 týdne	463 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lihoměr laboratorní, s teploměrem

- stupnice v procentech objemového zlomku
- rozsah stupnice: 0 - 25, 24 - 45, 44 - 70, 68 - 88 nebo 87 - 100 % obj.
- dělení stupnice: 0,1 nebo 0,2 % obj.
- délka: 440 mm
- s teploměrem (rozsah 0 - 30 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



i Laboratorní lihoměry podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím a kalibračním listem.

Obj. číslo	Rozsah [% obj.]	Dělení [% obj.]	Délka [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
H341020105	0 - 25	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 541 Kč
H3410202	24 - 45	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 577 Kč
H3410203	44 - 70	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 335 Kč
H341020405	68 - 88	0,2	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 335 Kč
H3410101	87 - 100	0,1	440	S ověřovacím a kalibračním listem	4-6 týdnů	6 353 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.