

## TYČINKY MÍCHACÍ

VERKON &gt; Sklo a porcelán &gt; Ostatní laboratorní sklo &gt; Tyčinky míchací

### Tyčinka míchací otavená

- průměr: 4, 5, 6, 7, 8 a 9 mm
- délka: 200, 250, 300 a 400 mm
- materiál: borosilikátové sklo
- vhodná pro míchání i přelévání roztoků (např. při filtraci)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky](#), [Erlenmeyerovy baňky](#), [stříčky](#), [skleněné nálevky](#), [filtrační papíry](#) a [kruhy pro filtraci](#).

Obj. číslo	Popis	Průměr x délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 522 203 506	Míchací tyčinka	4 x 200	Skladem, do 1 týdne	7 Kč
632 522 204 502	Míchací tyčinka	5 x 200	Skladem, do 1 týdne	8 Kč
632 522 201 500	Míchací tyčinka	5 x 250	Skladem, do 1 týdne	9 Kč
632 522 204 503	Míchací tyčinka	5 x 300	Skladem, do 1 týdne	12 Kč
632 522 205 502	Míchací tyčinka	6 x 200	Skladem, do 1 týdne	11 Kč
632 522 205 503	Míchací tyčinka	6 x 300	Skladem, do 1 týdne	15 Kč
632 522 206 502	Míchací tyčinka	7 x 200	Skladem, do 1 týdne	16 Kč
632 522 206 503	Míchací tyčinka	7 x 300	Skladem, do 1 týdne	25 Kč
632 522 207 503	Míchací tyčinka	8 x 300	Skladem, do 1 týdne	30 Kč
632 522 207 504	Míchací tyčinka	8 x 400	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
632 522 209 003	Míchací tyčinka	9 x 300	Skladem, do 1 týdne	36 Kč
632 522 209 004	Míchací tyčinka	9 x 400	Skladem, do 1 týdne	51 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*