

MIKROBIOLOGICKÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Zkumavky > Mikrobiologické

Zkumavka mikrobiologická s kovovým uzávěrem, SIMAX

- rozměry: 17 x 120 nebo 17 x 160 mm
- kuželové hrdlo
- kovový uzávěr



Obj. číslo	Průměr [mm]	Výška [mm]	Síla stěny [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 422 821 711	17	120	1,2	1-2 týdny	145 Kč
632 422 821 712	17	160	1,2	1-2 týdny	176 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.***Zkumavka se stupnicí, s NZ 14/15 a skleněnou zátkou, SIMAX**

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 25 ml
- stupnice (ryška): 5, 10, 15, 20 a 25 ml
- normalizovaný zábrus NZ 14/15
- zabroušená skleněná zátka se špičkou



Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 437 860 297	25	190	Skladem, do 1 týdne	370 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.***Zkumavka kultivační s kulatým dnem a šroubovacím uzávěrem**

Materiál: Borosilikátové sklo 5.1 Výrobci a značky: Marienfeld

- objem: 8, 16 nebo 20 ml
- rozměry: 13 x 100, 16 x 125 nebo 16 x 150 mm
- síla stěny: 1,0 - 1,1 mm
- závit 13-415 nebo 15-415
- černý šroubovací uzávěr, těsnicí vložka (Butyl/PTFE)
- bílá ploška na popis
- sterilizovatelná do 110 °C
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr x výška [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 993 737 737	8	13 x 100	13-415	100	4-6 týdnů	5 323 Kč
634 993 737 852	16	16 x 125	15-415	100	4-6 týdnů	6 248 Kč
634 993 737 862	20	16 x 150	15-415	100	4-6 týdnů	6 747 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zkumavka s kulatým dnem a šroubovacím uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- průměr: 16 mm
- délka: 100, 120 a 160 mm
- šroubovací plastový uzávěr (GL 18)
- kulaté dno
- vhodná pro kultivace mikroorganismů



Obj. číslo	Průměr [mm]	Délka [mm]	Síla stěny [mm]	GL	Dostupnost	Cena / ks
632 422 631 610	16	100	1,8	18	1-2 týdny	122 Kč
632 422 631 612	16	120	1,8	18	Skladem, do 1 týdne	113 Kč
632 422 631 616	16	160	1,8	18	1-2 týdny	112 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.