

## OČKOVACÍ KLIČKY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Očkovací kličky

### Klička očkovací dle Drigalského

A 121 °C

- rozměry (délka x šířka): 200 x 45 mm
- průměr: 4 mm

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [skleněné](#) Petriho misky, plastové [roztěrky](#) a [očkovací kličky](#).



Obj. číslo	Rozměry [mm]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 023 001 200	200 x 45	4	Skladem, do 1 týdne	101 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*