

## ODMĚRNÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > Odměrné

### Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, ověřená, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 200, 500 a 1000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- včetně PE zátky
- ověřena v metrologické laboratoři a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 1042
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každé baňky je ověřovací list (každá baňka je na dně označena číselným kódem)



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 633 025	50	±0,06	50	140	12/21	1-2 týdny	512 Kč
632 431 633 030	100	±0,10	60	170	12/21	1-2 týdny	532 Kč
632 431 633 037	200	±0,15	75	210	14/23	Kontaktujte nás	
632 431 633 043	500	±0,25	100	260	19/26	Kontaktujte nás	
632 431 633 044	1000	±0,40	125	300	24/29	1-2 týdny	869 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Sleva 20 % Narozeninová akce Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do 29. 5. 2026

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- hnědá graduace
- včetně PE zátky
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
120 503 664 000	5	±0,025	7/16	Skladem, do 1 týdne	<del>303 Kč</del> <b>242 Kč</b>
120 503 664 015	5	±0,040	10/19	3-4 týdny	<del>273 Kč</del> <b>218 Kč</b>
120 503 664 001	10	±0,025	7/16	Skladem, do 1 týdne	<del>303 Kč</del> <b>242 Kč</b>
120 503 664 012	10	±0,040	10/19	Skladem, do 1 týdne	<del>273 Kč</del> <b>218 Kč</b>
120 503 664 021	20	±0,040	7/16	3-4 týdny	<del>519 Kč</del> <b>415 Kč</b>
120 503 664 002	20	±0,040	10/19	3-4 týdny	<del>278 Kč</del> <b>222 Kč</b>
120 503 664 003	25	±0,040	10/19	3-4 týdny	<del>278 Kč</del> <b>222 Kč</b>
120 503 664 014	25	±0,060	12/21	Skladem, do 1 týdne	<del>299 Kč</del> <b>239 Kč</b>
120 503 664 005	50	±0,060	12/21	Skladem, do 1 týdne	<del>303 Kč</del> <b>242 Kč</b>
120 503 664 006	50	±0,100	14/23	Skladem, do 1 týdne	<del>309 Kč</del> <b>247 Kč</b>
120 503 664 010	100	±0,100	12/21	Skladem, do 1 týdne	<del>310 Kč</del> <b>248 Kč</b>
120 503 664 011	100	±0,100	14/23	Skladem, do 1 týdne	<del>341 Kč</del> <b>273 Kč</b>
120 503 664 020	200	±0,150	14/23	3-4 týdny	<del>493 Kč</del> <b>394 Kč</b>
120 503 664 025	250	±0,150	14/23	Skladem, do 1 týdne	<del>508 Kč</del> <b>406 Kč</b>
120 503 664 050	500	±0,250	19/26	Skladem, do 1 týdne	<del>703 Kč</del> <b>562 Kč</b>
120 503 664 100	1000	±0,400	24/29	3-4 týdny	<del>1 089 Kč</del> <b>871 Kč</b>
120 503 664 101	1000	±0,600	29/32	3-4 týdny	<del>1 355 Kč</del> <b>1 084 Kč</b>
120 503 664 200	2000	±0,600	29/32	Skladem, do 1 týdne	<del>1 700 Kč</del> <b>1 360 Kč</b>
120 503 664 500	5000	±1,200	34/35	3-4 týdny	<del>3 900 Kč</del> <b>3 120 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

# Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a skleněnou zátkou, ověřená, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100 nebo 1000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- včetně skleněné lisované zátky
- ověřena v metrologické laboratoři a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 1042
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každé baňky je ověřovací list (každá baňka je na dně označena číselným kódem)



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 082 019	10	±0,025	27	90	7/16	1-2 týdny	719 Kč
632 431 082 023	25	±0,040	40	110	10/19	1-2 týdny	661 Kč
632 431 082 025	50	±0,060	50	140	12/21	1-2 týdny	625 Kč
632 431 082 030	100	±0,100	60	170	12/21	1-2 týdny	645 Kč
632 431 082 044	1000	±0,400	125	300	24/29	1-2 týdny	1 082 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a skleněnou dutou zátkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- hnědá graduace
- včetně duté skleněné zátky
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 503 668 000	5	±0,025	7/16	10 ks	4-6 týdnů	389 Kč
120 503 668 015	5	±0,040	10/19	10 ks	3-4 týdny	350 Kč
120 503 668 001	10	±0,025	7/16	10 ks	4-6 týdnů	330 Kč
120 503 668 012	10	±0,040	10/19	10 ks	4-6 týdnů	330 Kč
120 503 668 021	20	±0,040	7/16	10 ks	4-6 týdnů	590 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 503 668 002	20	±0,040	10/19	10 ks	3-4 týdny	330 Kč
120 503 668 003	25	±0,040	10/19	10 ks	4-6 týdnů	330 Kč
120 503 668 014	25	±0,060	12/21	10 ks	4-6 týdnů	350 Kč
120 503 668 005	50	±0,060	12/21	10 ks	4-6 týdnů	352 Kč
120 503 668 006	50	±0,100	14/23	10 ks	Skladem, do 1 týdne	369 Kč
120 503 668 010	100	±0,100	12/21	10 ks	Skladem, do 1 týdne	373 Kč
120 503 668 011	100	±0,100	14/23	10 ks	4-6 týdnů	432 Kč
120 503 668 020	200	±0,150	14/23	10 ks	4-6 týdnů	533 Kč
120 503 668 025	250	±0,150	14/23	10 ks	Skladem, do 1 týdne	552 Kč
120 503 668 050	500	±0,250	19/26	10 ks	4-6 týdnů	757 Kč
120 503 668 100	1000	±0,400	24/29	10 ks	4-6 týdnů	1 151 Kč
120 503 668 101	1000	±0,600	29/32	10 ks	4-6 týdnů	1 449 Kč
120 503 668 200	2000	±0,600	29/32	10 ks	4-6 týdnů	1 715 Kč
120 503 668 500	5000	±1,200	34/35	10 ks	4-6 týdnů	3 879 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, hnědá

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Výrobci a značky: Witeg

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- bílá graduace
- včetně PE zátky
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 506 700 007	5	±0,025	7/16	10 ks	Delší termín	602 Kč
120 506 700 157	5	±0,040	10/19	10 ks	Delší termín	554 Kč
120 506 700 017	10	±0,025	7/16	10 ks	Delší termín	602 Kč
120 506 700 127	10	±0,040	10/19	10 ks	Delší termín	554 Kč
120 506 700 027	20	±0,040	10/19	10 ks	Delší termín	554 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 506 700 037	25	±0,040	10/19	10 ks	Delší termín	554 Kč
120 506 700 147	25	±0,060	12/21	10 ks	Delší termín	583 Kč
120 506 700 057	50	±0,060	12/21	10 ks	Delší termín	562 Kč
120 506 700 067	50	±0,100	14/23	10 ks	Delší termín	596 Kč
120 506 700 107	100	±0,100	12/21	10 ks	Delší termín	631 Kč
120 506 700 117	100	±0,100	14/23	10 ks	Delší termín	685 Kč
120 506 700 207	200	±0,150	14/23	10 ks	Delší termín	924 Kč
120 506 700 257	250	±0,150	14/23	10 ks	Delší termín	1 002 Kč
120 506 700 507	500	±0,250	19/26	10 ks	Delší termín	1 192 Kč
120 506 701 007	1000	±0,400	24/29	10 ks	Delší termín	1 739 Kč
120 506 702 007	2000	±0,600	29/32	10 ks	Delší termín	2 613 Kč
120 506 705 007	5000	±1,200	34/35	10 ks	Delší termín	4 971 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, USP

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 Akce A 121 °C Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- hnědá graduace
- včetně PE zátky
- splňuje standardy USP
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 504 015 317	5	±0,02	10/19	10 ks	2-3 týdny	303 Kč
120 504 012 317	10	±0,02	10/19	10 ks	4-6 týdnů	303 Kč
120 504 002 317	20	±0,03	10/19	10 ks	2-3 týdny	303 Kč
120 504 003 317	25	±0,03	10/19	10 ks	2-3 týdny	303 Kč
120 504 005 317	50	±0,05	12/21	10 ks	4-6 týdnů	330 Kč
120 504 010 317	100	±0,08	12/21	1 ks	8 ks	337 Kč
120 504 025 317	250	±0,12	14/23	10 ks	2-3 týdny	551 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 504 050 317	500	±0,20	19/26	10 ks	2-3 týdny	762 Kč
120 504 100 317	1000	±0,30	24/29	10 ks	2-3 týdny	1 179 Kč
120 504 200 317	2000	±0,50	29/32	1 ks	8 ks	<del>1 790 Kč</del> <b>1 369 Kč</b>

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná podle Kohlrauscha, třída přesnosti A, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100 a 200 ml
- úzké hrdlo s rozšířením na konci
- pro analýzu cukru dle Kohlrauscha
- bílá graduace



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 431 478 030	100	±0,1	60	16	170	1-2 týdny	377 Kč
632 431 478 037	200	±0,15	75	19	210	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná cukrovarnická se dvěma značkami, SIMAX

A 121 °C

- objem: 100/110 nebo 200/220 ml
- dlouhé úzké hrdlo se dvěma ryskami
- bílá graduace



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 431 510 030	100/110	58	22	180	1-2 týdny	369 Kč
632 431 510 037	200/220	73	24	200	6-8 týdnů	552 Kč

