

## ODMĚRNÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > Odměrné

### Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, ověřená, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 200, 500 a 1000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- včetně PE zátky
- ověřena v metrologické laboratoři a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 1042
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každé baňky je ověřovací list (každá baňka je na dně označena číselným kódem)



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | NZ    | Dostupnost      | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|-------|-----------------|-----------|
| 632 431 633 025 | 50         | ±0,06         | 50          | 140        | 12/21 | 1-2 týdny       | 512 Kč    |
| 632 431 633 030 | 100        | ±0,10         | 60          | 170        | 12/21 | 1-2 týdny       | 532 Kč    |
| 632 431 633 037 | 200        | ±0,15         | 75          | 210        | 14/23 | Kontaktujte nás |           |
| 632 431 633 043 | 500        | ±0,25         | 100         | 260        | 19/26 | Kontaktujte nás |           |
| 632 431 633 044 | 1000       | ±0,40         | 125         | 300        | 24/29 | 1-2 týdny       | 869 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Sleva 20 % Narozeninová akce Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do 9. 7. 2026

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- hnědá graduace
- včetně PE zátky
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | NZ    | Dostupnost          | Cena / ks                              |
|-----------------|------------|---------------|-------|---------------------|--|
| 120 503 664 000 | 5          | ±0,025        | 7/16  | Skladem, do 1 týdne | <del>303 Kč</del><br><b>242 Kč</b>     |
| 120 503 664 015 | 5          | ±0,040        | 10/19 | 3-4 týdny           | <del>273 Kč</del><br><b>218 Kč</b>     |
| 120 503 664 001 | 10         | ±0,025        | 7/16  | 3-4 týdny           | <del>303 Kč</del><br><b>242 Kč</b>     |
| 120 503 664 012 | 10         | ±0,040        | 10/19 | 3-4 týdny           | <del>273 Kč</del><br><b>218 Kč</b>     |
| 120 503 664 021 | 20         | ±0,040        | 7/16  | 3-4 týdny           | <del>519 Kč</del><br><b>415 Kč</b>     |
| 120 503 664 002 | 20         | ±0,040        | 10/19 | Skladem, do 1 týdne | <del>278 Kč</del><br><b>222 Kč</b>     |
| 120 503 664 003 | 25         | ±0,040        | 10/19 | 3-4 týdny           | <del>278 Kč</del><br><b>222 Kč</b>     |
| 120 503 664 014 | 25         | ±0,060        | 12/21 | Delší termín        | <del>299 Kč</del><br><b>239 Kč</b>     |
| 120 503 664 005 | 50         | ±0,060        | 12/21 | Skladem, do 1 týdne | <del>303 Kč</del><br><b>242 Kč</b>     |
| 120 503 664 006 | 50         | ±0,100        | 14/23 | 3-4 týdny           | <del>309 Kč</del><br><b>247 Kč</b>     |
| 120 503 664 010 | 100        | ±0,100        | 12/21 | Skladem, do 1 týdne | <del>310 Kč</del><br><b>248 Kč</b>     |
| 120 503 664 011 | 100        | ±0,100        | 14/23 | 3-4 týdny           | <del>341 Kč</del><br><b>273 Kč</b>     |
| 120 503 664 020 | 200        | ±0,150        | 14/23 | 3-4 týdny           | <del>493 Kč</del><br><b>394 Kč</b>     |
| 120 503 664 025 | 250        | ±0,150        | 14/23 | Skladem, do 1 týdne | <del>508 Kč</del><br><b>406 Kč</b>     |
| 120 503 664 050 | 500        | ±0,250        | 19/26 | Skladem, do 1 týdne | <del>703 Kč</del><br><b>562 Kč</b>     |
| 120 503 664 100 | 1000       | ±0,400        | 24/29 | 3-4 týdny           | <del>1 089 Kč</del><br><b>871 Kč</b>   |
| 120 503 664 101 | 1000       | ±0,600        | 29/32 | 3-4 týdny           | <del>1 355 Kč</del><br><b>1 084 Kč</b> |
| 120 503 664 200 | 2000       | ±0,600        | 29/32 | Skladem, do 1 týdne | <del>1 700 Kč</del><br><b>1 360 Kč</b> |
| 120 503 664 500 | 5000       | ±1,200        | 34/35 | 3-4 týdny           | <del>3 900 Kč</del><br><b>3 120 Kč</b> |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

# Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a skleněnou zátkou, ověřená, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100 nebo 1000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- včetně skleněné lisované zátky
- ověřena v metrologické laboratoři a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 1042
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každé baňky je ověřovací list (každá baňka je na dně označena číselným kódem)



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | NZ    | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|-------|------------|-----------|
| 632 431 082 019 | 10         | ±0,025        | 27          | 90         | 7/16  | 1-2 týdny  | 719 Kč    |
| 632 431 082 023 | 25         | ±0,040        | 40          | 110        | 10/19 | 6-8 týdnů  | 661 Kč    |
| 632 431 082 025 | 50         | ±0,060        | 50          | 140        | 12/21 | 1-2 týdny  | 625 Kč    |
| 632 431 082 030 | 100        | ±0,100        | 60          | 170        | 12/21 | 6-8 týdnů  | 645 Kč    |
| 632 431 082 044 | 1000       | ±0,400        | 125         | 300        | 24/29 | 1-2 týdny  | 1 082 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a skleněnou dutou zátkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- hnědá graduace
- včetně duté skleněné zátky
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | NZ    | Min. odběr | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------|------------|------------|-----------|
| 120 503 668 000 | 5          | ±0,025        | 7/16  | 10 ks      | 4-6 týdnů  | 405 Kč    |
| 120 503 668 015 | 5          | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | 3-4 týdny  | 364 Kč    |
| 120 503 668 001 | 10         | ±0,025        | 7/16  | 10 ks      | 4-6 týdnů  | 343 Kč    |
| 120 503 668 012 | 10         | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | 4-6 týdnů  | 343 Kč    |
| 120 503 668 021 | 20         | ±0,040        | 7/16  | 10 ks      | 4-6 týdnů  | 614 Kč    |

| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | NZ    | Min. odběr | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------|------------|---------------------|-----------|
| 120 503 668 002 | 20         | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | 3-4 týdny           | 343 Kč    |
| 120 503 668 003 | 25         | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 343 Kč    |
| 120 503 668 014 | 25         | ±0,060        | 12/21 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 364 Kč    |
| 120 503 668 005 | 50         | ±0,060        | 12/21 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 366 Kč    |
| 120 503 668 006 | 50         | ±0,100        | 14/23 | 10 ks      | Skladem, do 1 týdne | 384 Kč    |
| 120 503 668 010 | 100        | ±0,100        | 12/21 | 10 ks      | Skladem, do 1 týdne | 388 Kč    |
| 120 503 668 011 | 100        | ±0,100        | 14/23 | 10 ks      | Skladem, do 1 týdne | 449 Kč    |
| 120 503 668 020 | 200        | ±0,150        | 14/23 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 554 Kč    |
| 120 503 668 025 | 250        | ±0,150        | 14/23 | 10 ks      | Skladem, do 1 týdne | 574 Kč    |
| 120 503 668 050 | 500        | ±0,250        | 19/26 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 787 Kč    |
| 120 503 668 100 | 1000       | ±0,400        | 24/29 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 1 197 Kč  |
| 120 503 668 101 | 1000       | ±0,600        | 29/32 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 1 507 Kč  |
| 120 503 668 200 | 2000       | ±0,600        | 29/32 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 1 784 Kč  |
| 120 503 668 500 | 5000       | ±1,200        | 34/35 | 10 ks      | 4-6 týdnů           | 4 034 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, hnědá

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Výrobci a značky: Witeg

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- bílá graduace
- včetně PE zátky
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | NZ    | Min. odběr | Dostupnost   | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------|------------|--------------|-----------|
| 120 506 700 007 | 5          | ±0,025        | 7/16  | 10 ks      | Delší termín | 626 Kč    |
| 120 506 700 157 | 5          | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | Delší termín | 576 Kč    |
| 120 506 700 017 | 10         | ±0,025        | 7/16  | 10 ks      | Delší termín | 626 Kč    |
| 120 506 700 127 | 10         | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | Delší termín | 576 Kč    |
| 120 506 700 027 | 20         | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | Delší termín | 576 Kč    |

| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | NZ    | Min. odběr | Dostupnost   | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------|------------|--------------|-----------|
| 120 506 700 037 | 25         | ±0,040        | 10/19 | 10 ks      | Delší termín | 576 Kč    |
| 120 506 700 147 | 25         | ±0,060        | 12/21 | 10 ks      | Delší termín | 606 Kč    |
| 120 506 700 057 | 50         | ±0,060        | 12/21 | 10 ks      | Delší termín | 585 Kč    |
| 120 506 700 067 | 50         | ±0,100        | 14/23 | 10 ks      | Delší termín | 620 Kč    |
| 120 506 700 107 | 100        | ±0,100        | 12/21 | 10 ks      | Delší termín | 656 Kč    |
| 120 506 700 117 | 100        | ±0,100        | 14/23 | 10 ks      | Delší termín | 712 Kč    |
| 120 506 700 207 | 200        | ±0,150        | 14/23 | 10 ks      | Delší termín | 961 Kč    |
| 120 506 700 257 | 250        | ±0,150        | 14/23 | 10 ks      | Delší termín | 1 042 Kč  |
| 120 506 700 507 | 500        | ±0,250        | 19/26 | 10 ks      | Delší termín | 1 240 Kč  |
| 120 506 701 007 | 1000       | ±0,400        | 24/29 | 10 ks      | Delší termín | 1 809 Kč  |
| 120 506 702 007 | 2000       | ±0,600        | 29/32 | 10 ks      | Delší termín | 2 718 Kč  |
| 120 506 705 007 | 5000       | ±1,200        | 34/35 | 10 ks      | Delší termín | 5 170 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, USP

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Doprodej Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- hnědá graduace
- včetně PE zátky
- splňuje standardy USP
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | NZ    | Min. odběr | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------|------------|------------|-----------|
| 120 504 015 317 | 5          | ±0,02         | 10/19 | 10 ks      | 2-3 týdny  | 315 Kč    |
| 120 504 012 317 | 10         | ±0,02         | 10/19 | 10 ks      | 4-6 týdnů  | 315 Kč    |
| 120 504 002 317 | 20         | ±0,03         | 10/19 | 10 ks      | 2-3 týdny  | 315 Kč    |
| 120 504 003 317 | 25         | ±0,03         | 10/19 | 10 ks      | 2-3 týdny  | 315 Kč    |
| 120 504 005 317 | 50         | ±0,05         | 12/21 | 10 ks      | 4-6 týdnů  | 343 Kč    |
| 120 504 010 317 | 100        | ±0,08         | 12/21 | 1 ks       | 8 ks       | 351 Kč    |
| 120 504 025 317 | 250        | ±0,12         | 14/23 | 10 ks      | 2-3 týdny  | 573 Kč    |

| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | NZ    | Min. odběr | Dostupnost | Cena / ks                              |
|-----------------|------------|---------------|-------|------------|------------|--|
| 120 504 050 317 | 500        | ±0,20         | 19/26 | 10 ks      | 2-3 týdny  | 793 Kč                                 |
| 120 504 100 317 | 1000       | ±0,30         | 24/29 | 10 ks      | 2-3 týdny  | 1 226 Kč                               |
| 120 504 200 317 | 2000       | ±0,50         | 29/32 | 1 ks       | 8 ks       | <del>1 790 Kč</del><br><b>1 369 Kč</b> |

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná podle Kohlrauscha, třída přesnosti A, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100 a 200 ml
- úzké hrdlo s rozšířením na konci
- pro analýzu cukru dle Kohlrauscha
- bílá graduace



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml] | Průměr [mm] | Průměr hrdla [mm] | Výška [mm] | Dostupnost      | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|
| 632 431 478 030 | 100        | ±0,1          | 60          | 16                | 170        | 1-2 týdny       | 377 Kč    |
| 632 431 478 037 | 200        | ±0,15         | 75          | 19                | 210        | Kontaktujte nás |           |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Baňka odměrná cukrová se dvěma značkami, SIMAX

A 121 °C

- objem: 100/110 nebo 200/220 ml
- dlouhé úzké hrdlo se dvěma ryskami
- bílá graduace



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Průměr [mm] | Průměr hrdla [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 632 431 510 030 | 100/110    | 58          | 22                | 180        | 1-2 týdny  | 369 Kč    |
| 632 431 510 037 | 200/220    | 73          | 24                | 200        | 6-8 týdnů  | 552 Kč    |

