

## LÁHVE ODSÁVACÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Láhve odsávací

### Láhev odsávací se skleněnou olivkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1 000 a 2 000 ml (kuželovitý tvar)
- objem: 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ml (válcovitý tvar)
- silnostěnná
- bílá ploška na popis
- vhodná pro vakuovou filtraci
- vyhovuje ČSN EN ISO 6556



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#), [těsnění GUKO](#) a [promývačky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Olivka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 412 022 100	100	Kuželovitý	70	24	105	11	1-2 týdny	552 Kč
632 412 022 250	250	Kuželovitý	85	35	145	11	Skladem, do 1 týdne	643 Kč
632 412 022 500	500	Kuželovitý	105	35	175	11	Skladem, do 1 týdne	707 Kč
632 412 022 940	1000	Kuželovitý	135	45	230	11	Delší termín	1 033 Kč
632 412 022 950	2000	Kuželovitý	165	60	255	11	Delší termín	1 199 Kč
632 412 022 952	3000	Válcovitý	170	70	295	11	1-2 týdny	2 284 Kč
632 412 022 956	5000	Válcovitý	185	80	360	11	1-2 týdny	2 836 Kč
632 412 022 966	10000	Válcovitý	240	80	420	11	1-2 týdny	4 019 Kč
637 211 918 803	15000	Válcovitý	255	75	500	22	Delší termín	5 086 Kč
637 211 919 105	20000	Válcovitý	290	75	535	22	1-2 týdny	5 099 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Láhev odsávací s plastovou olivkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1 000 a 2 000 ml (kuželovitý tvar)
- objem: 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ml (válcovitý tvar)
- silnostěnná
- bílá ploška na popis
- vhodná pro vakuovou filtraci



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#), [těsnění GUKO](#) a [promývačky](#).

#### Odsávací láhve s plastovou olivkou pro hadice o průměru 6 až 10 mm, Isolab

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Dostupnost	Cena / ks
120 064 002 100	100	Kuželovitý	4-6 týdnů	470 Kč
120 064 002 250	250	Kuželovitý	4-6 týdnů	660 Kč
120 064 002 500	500	Kuželovitý	4-6 týdnů	957 Kč
120 064 002 901	1000	Kuželovitý	4-6 týdnů	1 586 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Odsávací láhve s plastovou olivkou, Simax, kat. číslo 2419

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 412 021 100	100	Kuželovitý	70	24	105	1-2 týdny	565 Kč
632 412 021 250	250	Kuželovitý	85	35	145	1-2 týdny	698 Kč
632 412 021 500	500	Kuželovitý	105	35	175	1-2 týdny	740 Kč
632 412 021 940	1000	Kuželovitý	135	45	230	1-2 týdny	1 024 Kč
632 412 021 950	2000	Kuželovitý	165	60	255	1-2 týdny	1 216 Kč
632 412 021 952	3000	Válcovitý	170	70	295	1-2 týdny	2 085 Kč
632 412 021 956	5000	Válcovitý	185	80	360	1-2 týdny	2 750 Kč
632 412 021 966	10000	Válcovitý	240	80	420	1-2 týdny	4 066 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Odsávací láhve s plastovou olivkou, Duran

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Olivka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 211 948 855	15000	Válcovitý	257	70	500	9	Delší termín	12 364 Kč
637 211 949 157	20000	Válcovitý	257	70	535	9	Delší termín	15 417 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*