

LÁHVE ODSÁVACÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Láhve odsávací

Láhev odsávací se skleněnou olivkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1 000 a 2 000 ml (kuželovitý tvar)
- objem: 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ml (válcovitý tvar)
- silnostěnná
- bílá ploška na popis
- vhodná pro vakuovou filtraci



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#), [těsnění GUKO](#) a [promývačky](#).

AKCE: Odsávací láhve Labsolute za výjimečné ceny! Časově omezená nabídka platná do vyčerpání skladových zásob!

Odsávací láhve Labsolute za výjimečné ceny! Časově omezená nabídka platná do vyčerpání skladových zásob!

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Vnější průměr dna [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Olivka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 200	100	Kuželovitý	70	17	107	8	1 ks	226 Kč
120 647 690 203	1000	Kuželovitý	135	37	242	8	2 ks	756 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ekonomická varianta vhodná do výukových laboratoří: Láhev odsávací se skleněnou olivkou, Academy, ISO 1773:1997

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Vnější průměr dna [mm]	Vnitřní průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 640 660 100	100	Kuželovitý	65	23	110	4-6 týdnů	234 Kč
120 640 660 250	250	Kuželovitý	84	29	143	4-6 týdnů	289 Kč
120 640 660 500	500	Kuželovitý	104	29	170	4-6 týdnů	403 Kč
120 640 661 000	1000	Kuželovitý	138	35	230	4-6 týdnů	685 Kč
120 640 665 000	5000	Kuželovitý	240	53	380	4-6 týdnů	1 983 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev odsávací se skleněnou olivkou, SIMAX, ČSN EN ISO 6556

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Olivka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	------------	------	-----------------	-------------------	------------	-------------	------------	-----------

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Olivka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 412 022 100	100	Kuželovitý	70	24	105	11	1-2 týdny	515 Kč
632 412 022 250	250	Kuželovitý	85	35	145	11	Skladem	600 Kč
632 412 022 500	500	Kuželovitý	105	35	175	11	Skladem	659 Kč
632 412 022 940	1000	Kuželovitý	135	45	230	11	Skladem	1 033 Kč
632 412 022 950	2000	Kuželovitý	165	60	255	11	Skladem	1 118 Kč
632 412 022 952	3000	Válcovitý	170	70	295	11	1-2 týdny	2 130 Kč
632 412 022 956	5000	Válcovitý	185	80	360	11	1-2 týdny	2 644 Kč
632 412 022 966	10000	Válcovitý	240	80	420	11	1-2 týdny	3 815 Kč
637 211 918 803	15000	Válcovitý	255	75	500	22	Delší termín	4 742 Kč
637 211 919 105	20000	Válcovitý	290	75	535	22	1-2 týdny	4 754 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev odsávací se skleněnou olivkou pro hadice o průměru 6 až 10 mm, Isolab

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Dostupnost	Cena / ks
120 064 001 100	100	Kuželovitý	3-4 týdny	298 Kč
120 064 001 250	250	Kuželovitý	3-4 týdny	411 Kč
120 064 001 500	500	Kuželovitý	3-4 týdny	618 Kč
120 064 001 901	1000	Kuželovitý	3-4 týdny	1 032 Kč
120 064 001 902	2000	Kuželovitý	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev odsávací s plastovou olivkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1 000 a 2 000 ml (kuželovitý tvar)
- objem: 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ml (válcovitý tvar)
- silnostěnná
- bílá ploška na popis
- vhodná pro vakuovou filtraci



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#), [těsnění GUKO](#) a [promývačky](#).

Odsávací láhve s plastovou olivkou pro hadice o průměru 6 až 10 mm, Isolab

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Dostupnost	Cena / ks
120 064 002 100	100	Kuželovitý	4-6 týdnů	470 Kč
120 064 002 250	250	Kuželovitý	4-6 týdnů	660 Kč
120 064 002 500	500	Kuželovitý	4-6 týdnů	957 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Dostupnost	Cena / ks
120 064 002 901	1000	Kuželovitý	4-6 týdnů	1 586 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odsávací láhve s plastovou olivkou, Simax, kat. číslo 2419

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 412 021 100	100	Kuželovitý	70	24	105	1-2 týdny	565 Kč
632 412 021 250	250	Kuželovitý	85	35	145	1-2 týdny	650 Kč
632 412 021 500	500	Kuželovitý	105	35	175	1-2 týdny	740 Kč
632 412 021 940	1000	Kuželovitý	135	45	230	1-2 týdny	1 060 Kč
632 412 021 950	2000	Kuželovitý	165	60	255	1-2 týdny	1 220 Kč
632 412 021 952	3000	Válcovitý	170	70	295	1-2 týdny	2 085 Kč
632 412 021 956	5000	Válcovitý	185	80	360	Delší termín	2 605 Kč
632 412 021 966	10000	Válcovitý	240	80	420	1-2 týdny	3 790 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Odsávací láhve s plastovou olivkou, Duran

Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Průměr dna [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Olivka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 211 948 855	15000	Válcovitý	257	70	500	9	Delší termín	12 121 Kč
637 211 949 157	20000	Válcovitý	257	70	535	9	Delší termín	15 114 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.