

## VÁLCE PREPARÁTNÍ

VERKON &gt; Sklo a porcelán &gt; Sklo pro mikrobiologii &gt; Válce preparátní

### Válec preparátní s převislým víkem

- průměr: 85, 100, 120, 150, 200 nebo 300 mm
- materiál: sklo v optické čistotě (nezkresluje pohled)
- vhodný pro uložení preparátů v biologických a medicínských laboratořích



Obj. číslo	Průměr válce [mm]	Výška válce [mm]	Průměr víka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 416 130 808	85	85	95	1-2 týdny	700 Kč
632 416 131 010	100	100	110	1-2 týdny	819 Kč
632 416 131 212	120	120	130	1-2 týdny	1 113 Kč
632 416 131 515	150	150	162	1-2 týdny	1 516 Kč
632 416 132 020	200	200	214	Na dotaz	2 739 Kč
632 416 133 030	300	300	314	Na dotaz	5 353 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*