

NA STANOVENÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Přístroje > Na stanovení

Přístroj na stanovení silic v rostlinných drogách, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 1 ml
- normalizovaný zábrus NZ 29/32 (typ jádro)
- kohout se skleněným kladívkem
- bez baňky (doporučený objem 1000 ml)



Obj. číslo	Objem [ml]	NZ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 442 110 940	1	29/32	Bez baňky	Na dotaz	8 907 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.