

PYKNOMETRY

VERKON > Sklo a porcelán > Ostatní laboratorní sklo > Pyknometry

Pyknometr dle Gay-Lussaca, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- dle normy ISO 3507



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 722 019	1621/10	10	±1,0	27	55	7/11	1-2 týdny	705 Kč
632 431 722 023	1621/25	25	±2,0	40	75	10/13	1-2 týdny	757 Kč
632 431 722 025	1621/50	50	±3,0	50	85	10/13	1-2 týdny	848 Kč
632 431 722 030	1621/100	100	±3,0	57	100	10/13	1-2 týdny	799 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pyknometr dle Reischauera, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 25 a 50 ml
- provedení se stupnicí a NZ, včetně zátky
- dle normy ISO 3507



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	Provedení	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 831 023	1622/25	25	Se stupnicí, včetně zátky	105	10/13	1-2 týdny	817 Kč
632 431 831 025	1622/50	50	Se stupnicí, včetně zátky	115	10/13	1-2 týdny	829 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pyknometr pivovarnický, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50 ml
- provedení: bez zátky, s plnicí nálevkou nebo bez zátky i bez nálevky
- velmi úzké hrdlo



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
632 431 900 900	1625/50N	50	Bez zátky, s plnicí nálevkou	Skladem	793 Kč
632 431 900 910	1625/50	50	Bez zátky, bez nálevky	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 431 900 900	Pyknometr pivovarnický, SIMAX, Objem [ml]: 50, Provedení: Bez zátky, s plnicí nálevkou	Nové	1 ks	793 Kč 674 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pyknometr silniční s nástavcem a nálevkou, NZ 45/40, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500 a 1000 ml
- provedení s nástavcem s nálevkou
- normalizovaný zábrus NZ 45/40
- dle normy ISO 4788



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 431 901 720	1627/500	500	105	10	40	355	1-2 týdny	1 113 Kč
632 431 901 740	1627/1000	1000	131	10	40	390	1-2 týdny	1 251 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.