

REAGENČNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Láhve > Reagenční

Láhve reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Sleva 12 % Narozeninová akce

Sleva platí do 29. 5. 2026

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu



Náš TIP: Zákazníci kupují i reagenční **láhve z hnědého skla** vhodné pro látky citlivé na světlo, hranaté **čiré, hnědé** reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadné plnění a reagenční **láhve s červeným uzávěrem s PTFE těsněním** a jiné typy **uzávěrů**, včetně **multiportových**.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 501 050	50	32	46	91	1-2 týdny	84 Kč 74 Kč
632 414 321 100	100	45	56	105	Skladem, do 1 týdne	64 Kč 56 Kč
632 414 321 250	250	45	70	143	Skladem, do 1 týdne	73 Kč 64 Kč
632 414 321 500	500	45	86	181	Skladem, do 1 týdne	91 Kč 80 Kč
632 414 321 940	1000	45	101	230	Skladem, do 1 týdne	129 Kč 114 Kč
632 414 321 950	2000	45	136	265	Skladem, do 1 týdne	183 Kč 161 Kč
632 414 321 956	5000	45	181	336	1-2 týdny	1 235 Kč 1 087 Kč
632 414 321 966	10000	45	227	416	Skladem, do 1 týdne	3 413 Kč 3 003 Kč
632 414 321 968	20000	45	288	512	1-2 týdny	5 141 Kč 4 524 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 279	Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý	Na dotaz	53 Kč
632 918 002 280	Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý	1-2 týdny	7 Kč
632 918 003 430	Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý	Skladem, do 1 týdne	20 Kč
632 918 003 432	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý	Skladem, do 1 týdne	7,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s červeným uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr z PBT s PTFE těsněním
- teplotní odolnost uzávěru: max. 180 °C
- vylévací kroužek z ETFE
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1



Náš TIP: Zákazníci kupují i reagenční [láhve z hnědého skla](#) vhodné pro látky citlivé na světlo, hranaté [čiré, hnědé](#) reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadné plnění a čiré reagenční [láhve s modrým uzávěrem](#) a jiné typy [uzávěrů](#), včetně [multiportových](#).

Reagenční láhve včetně uzávěru, vylévacího kroužku a těsnění, kat. číslo 2070/R

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 321 101	100	45	56	105	1-2 týdny	216 Kč
632 414 321 251	250	45	70	143	1-2 týdny	226 Kč
632 414 321 501	500	45	86	181	1-2 týdny	240 Kč
632 414 321 941	1000	45	101	230	1-2 týdny	274 Kč
632 414 321 951	2000	45	136	265	1-2 týdny	462 Kč
632 414 321 957	5000	45	181	336	Delší termín	1 363 Kč
632 414 321 967	10000	45	227	416	Delší termín	3 591 Kč
632 414 321 969	20000	45	288	512	Delší termín	5 231 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry, vylévací kroužky a těsnění

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 003 421	Uzávěr šroubovací, GL 45, červený (bez těsnění)	1-2 týdny	64 Kč
632 918 003 424	Těsnění k šroubovacímu uzávěru GL 45	1-2 týdny	145 Kč
632 918 003 417	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, červený	1-2 týdny	63 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- široké hrdlo pro snadnou manipulaci s prášky nebo viskózními látkami
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná pro skladování a přepravu



Náš TIP: Zákazníci kupují i širokohrdlé nebo úzkohrdlé reagenční láhve z hnědého skla vhodné pro látky citlivé na světlo, číré úzkohrdlé reagenční láhve s modrým nebo červeným uzávěrem s PTFE těsněním.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2080/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 812 500	500	80	94 x 94	139	Skladem, do 1 týdne	209 Kč
632 414 812 940	1000	80	105 x 105	185	1-2 týdny	247 Kč
632 414 812 950	2000	80	115 x 115	258	1-2 týdny	380 Kč
632 414 812 956	5000	80	160 x 160	357	1-2 týdny	3 187 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 271	Uzávěr šroubovací, GL 80, modrý	1-2 týdny	33 Kč
632 918 002 272	Kroužek vylévací k láhvím s GL 80, modrý	1-2 týdny	7 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hranaté čiré či hnědé reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadnější plnění, úzkohrdlé čiré reagenční láhve s modrým nebo červeným uzávěrem a jiné typy uzávěrů.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/H/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 511 050	50	32	46	91	1-2 týdny	278 Kč
632 414 345 100	100	45	56	105	1-2 týdny	329 Kč
632 414 345 250	250	45	70	143	1-2 týdny	371 Kč
632 414 345 500	500	45	86	181	1-2 týdny	623 Kč
632 414 345 942	1000	45	101	230	1-2 týdny	759 Kč
632 414 345 950	2000	45	136	265	1-2 týdny	998 Kč
632 414 345 956	5000	45	181	336	1-2 týdny	3 381 Kč
632 414 345 966	10000	45	227	416	1-2 týdny	5 617 Kč
632 414 345 968	20000	45	288	512	Na dotaz	7 313 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 279 1	Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý	Na dotaz	53 Kč
632 918 002 280 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý	1-2 týdny	7 Kč
632 918 003 430 1	Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý	1-2 týdny	20 Kč
632 918 003 432 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý	1-2 týdny	7,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- široké hrdlo pro snadnou manipulaci s prášky nebo viskózními látkami
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hnědé **úzkohrdlé** reagenční láhve, čiré **úzkohrdlé** reagenční láhve s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a čiré **hranaté** reagenční láhve s **širokým hrdlem** pro snadné plnění.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2080/H/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 825 500	500	80	94 x 94	139	1-2 týdny	820 Kč
632 414 825 940	1000	80	105 x 105	185	Delší termín	933 Kč
632 414 825 950	2000	80	115 x 115	258	4-6 týdnů	1 257 Kč
632 414 825 956	5000	80	160 x 160	357	Skladem, do 1 týdne	5 926 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 271 1	Uzávěr šroubovací, GL 80, modrý	1-2 týdny	33 Kč
632 918 002 272 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 80, modrý	1-2 týdny	7 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 414 825 956	Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX, Objem [ml]: 5000, GL [mm]: 80	Nové	2 ks	5 926 Kč 4 978 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev YOUTILITY se šroubovacím uzávěrem, hranatá, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

Speciálně tvarovaná láhev YOUTILITY z čirého nebo hnědého borosilikátového skla Duran 3.3 umožňuje snadnou a bezpečnou manipulaci i v laboratorních rukavicích a šetří tolik cenné místo na laboratorním stole, v chladničkách i autoklávech.



- objem: 125, 250, 500 a 1000 ml
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo Duran 3.3 (splňuje požadavky ASTM-E438 typ 1, třída A)
- ergonomický tvar a zkrácený závit šroubovacího uzávěru pro jednodušší manipulaci, vylévací kroužek (PP)
- dobře čitelná stupnice
- ploška pro samolepicí etiketu
- Retrace code (identifikace šarže) na láhvi i uzávěru
- prostorově úsporný design (láhve lze skladovat i vodorovně na boku)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): šroubovací PP uzávěry YOUTILITY s 0,2µm PTFE membránou, šroubovací uzávěry YOUTILITY z transparentního PMP, autoklávovatelné bílé samolepicí etikety z PS, sada barevných rozlišovacích silikonových kroužků s poutkem, náhradní šroubovací uzávěry YOUTILITY z PP a náhradní vylévací kroužky
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány včetně vylévacího kroužku a uzávěru v balení po 4 kusech

Láhve YOUTILITY z čirého borosilikátového skla Duran 3.3

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Závit	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 812 854	Čirá	125	GL 45	55	124	4	2-3 týdny	824 Kč
637 218 813 653	Čirá	250	GL 45	66	158	4	2-3 týdny	920 Kč
637 218 814 452	Čirá	500	GL 45	78	193	4	2-3 týdny	1 146 Kč
637 218 815 457	Čirá	1000	GL 45	93	253	4	3-4 týdny	1 617 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhve YOUTILITY z hnědého borosilikátového skla Duran 3.3 pro látky citlivé na světlo

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Závit	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 862 859	Hnědá	125	GL 45	55	124	4	3-4 týdny	2 691 Kč
637 218 863 658	Hnědá	250	GL 45	66	158	4	3-4 týdny	3 723 Kč
637 218 864 457	Hnědá	500	GL 45	78	193	4	3-4 týdny	4 811 Kč
637 218 865 453	Hnědá	1000	GL 45	93	253	4	3-4 týdny	5 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Uzávěry YOUTILITY, náhradní vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 292 292 802	Uzávěr šroubovací YOUTILITY, GL 45, modrý PP	10	3-4 týdny	546 Kč
637 292 412 808	Vylévací kroužek pro modré šroubovací uzávěry YOUTILITY GL 45	16	3-4 týdny	257 Kč
637 291 162 807	Uzávěr šroubovací YOUTILITY s PTFE membránou, GL 45, modrý PP	4	3-4 týdny	644 Kč
637 292 292 843	Uzávěr šroubovací YOUTILITY, GL 45, transparentní PMP	10	3-4 týdny	611 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Samolepicí štítky a barevné rozlišovací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
637 294 010 203	Bílé samolepicí popisovací štítky 36 x 70 mm, PS, 100 ks	3-4 týdny	512 Kč
637 292 432 904	Sada barevných rozlišovacích silikonových kroužků s poutkem, 8 barev, 2 ks od každé barvy	2-3 týdny	686 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční, čtyřhranná hnědá, DURAN

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- široké hrdlo
- bez uzávěru (objednává se samostatně)



Čtyřhranné reagenční láhve Duran bez uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Závit	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
637 238 262 402	100	DIN 32 S	49 x 49	111	10 ks	2-3 týdny	77 Kč
637 238 263 604	250	DIN 45 S	64 x 64	146	10 ks	2-3 týdny	141 Kč
637 238 264 403	500	DIN 54 S	76 x 76	173	10 ks	2-3 týdny	168 Kč
637 238 265 408	1000	DIN 54 S	97 x 97	213	10 ks	2-3 týdny	268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Uzávěry k reagenčním láhvím Duran

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 293 031 901	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 32 S	10	2-3 týdny	246 Kč
637 293 032 803	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 45 S	10	2-3 týdny	382 Kč
637 293 033 208	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 54 S	10	2-3 týdny	441 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 30, 50, 100, 200, 250, 500 a 1000 ml
- čiré nebo hnědé sodnovápenaté sklo
- bez graduace
- uzávěr z PP
- **informace k dodávce:** láhve se dodávají po celých baleních



Čirá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 888 030	Čirá	30	143	2-3 týdny	3 361 Kč
120 505 888 050	Čirá	50	120	2-3 týdny	3 090 Kč
120 505 888 100	Čirá	100	72	2-3 týdny	2 394 Kč
120 505 888 250	Čirá	250	42	2-3 týdny	1 775 Kč
120 505 888 500	Čirá	500	35	2-3 týdny	2 511 Kč
120 505 888 001	Čirá	1000	20	2-3 týdny	2 120 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hnědá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 889 030	Hnědá	30	112	2-3 týdny	2 772 Kč
120 505 889 050	Hnědá	50	84	2-3 týdny	2 247 Kč
120 505 889 100	Hnědá	100	56	2-3 týdny	1 834 Kč

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 889 200	Hnědá	200	63	2-3 týdny	3 260 Kč
120 505 889 250	Hnědá	250	42	2-3 týdny	2 153 Kč
120 505 889 500	Hnědá	500	35	2-3 týdny	2 056 Kč
120 505 889 001	Hnědá	1000	20	2-3 týdny	2 155 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 120 505 888 250 1	Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru, Provedení: Čirá, Objem [ml]: 250	Nové	6 ks	43 Kč 34 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.