

REAGENČNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Láhve > Reagenční

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu



Náš TIP: Zákazníci kupují i reagenční [láhve z hnědého skla](#) vhodné pro látky citlivé na světlo, hranaté [čiré, hnědé](#) reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadné plnění a reagenční [láhve s červeným uzávěrem s PTFE těsněním](#) a jiné typy [uzávěrů](#), včetně [multiportových](#).

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 501 050	50	32	46	91	Skladem	84 Kč
632 414 321 100	100	45	56	105	Skladem	64 Kč
632 414 321 250	250	45	70	143	Skladem	73 Kč
632 414 321 500	500	45	86	181	Skladem	91 Kč
632 414 321 940	1000	45	101	230	Skladem	129 Kč
632 414 321 950	2000	45	136	265	Skladem	183 Kč
632 414 321 956	5000	45	181	336	Skladem	1 235 Kč
632 414 321 966	10000	45	227	416	1-2 týdny	3 255 Kč
632 414 321 968	20000	45	288	512	1-2 týdny	4 905 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 279	Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý	Na dotaz	44 Kč
632 918 002 280	Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý	1-2 týdny	6,50 Kč
632 918 003 430	Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý	Skladem	20 Kč
632 918 003 432	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý	1-2 týdny	7,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s červeným uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr z PBT s PTFE těsněním
- teplotní odolnost uzávěru: max. 180 °C
- vylévací kroužek z ETFE
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1



Náš TIP: Zákazníci kupují i reagenční [láhve z hnědého skla](#) vhodné pro látky citlivé na světlo, hranaté [čiré, hnědé](#) reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadné plnění a čiré reagenční [láhve s modrým uzávěrem](#) a jiné typy [uzávěrů](#), včetně [multiportových](#).

Reagenční láhve včetně uzávěru, vylévacího kroužku a těsnění, kat. číslo 2070/R

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 321 101	100	45	56	105	1-2 týdny	217 Kč
632 414 321 251	250	45	70	143	1-2 týdny	226 Kč
632 414 321 501	500	45	86	181	1-2 týdny	241 Kč
632 414 321 941	1000	45	101	230	1-2 týdny	275 Kč
632 414 321 951	2000	45	136	265	1-2 týdny	464 Kč
632 414 321 957	5000	45	181	336	1-2 týdny	1 367 Kč
632 414 321 967	10000	45	227	416	Na dotaz	3 604 Kč
632 414 321 969	20000	45	288	512	Delší termín	5 231 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry, vylévací kroužky a těsnění

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 003 421	Uzávěr šroubovací, GL 45, červený (bez těsnění)	1-2 týdny	60 Kč
632 918 003 424	Těsnění k šroubovacímu uzávěru GL 45	1-2 týdny	135 Kč
632 918 003 417	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, červený	1-2 týdny	64 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s vypouštěcím kohoutem s PTFE kladívkem

- objem: 1000 ml
- šroubovací uzávěr z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- vypouštěcí kohout s PTFE kladívkem
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná jako zásobní láhev pro kapaliny



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL láhve [mm]	GL výpustě [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 900 940	1000	101	230	45	32	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- široké hrdlo pro snadnou manipulaci s prášky nebo viskózními látkami
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná pro skladování a přepravu



Náš TIP: Zákazníci kupují i širokohrdlé nebo úzkohrdlé reagenční láhve z hnědého skla vhodné pro látky citlivé na světlo, čiré úzkohrdlé reagenční láhve s modrým nebo červeným uzávěrem s PTFE těsněním.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2080/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 812 500	500	80	94 x 94	139	1-2 týdny	195 Kč
632 414 812 940	1000	80	105 x 105	185	Skladem	231 Kč
632 414 812 950	2000	80	115 x 115	258	1-2 týdny	354 Kč
632 414 812 956	5000	80	160 x 160	357	1-2 týdny	2 973 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 271	Uzávěr šroubovací, GL 80, modrý	1-2 týdny	31 Kč
632 918 002 272	Kroužek vylévací k láhvím s GL 80, modrý	1-2 týdny	7 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- dle normy ISO 4796-1
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hranaté **čiré** či **hnědé** reagenční láhve s širokým hrdlem pro snadnější plnění, úzkohrdlé čiré reagenční láhve s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a jiné typy **uzávěrů**.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2070/H/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 511 050	50	32	46	91	1-2 týdny	260 Kč
632 414 345 100	100	45	56	105	Na dotaz	460 Kč
632 414 345 250	250	45	70	143	Na dotaz	483 Kč
632 414 345 500	500	45	86	181	Na dotaz	851 Kč
632 414 345 942	1000	45	101	230	1-2 týdny	987 Kč
632 414 345 950	2000	45	136	265	Na dotaz	1 260 Kč
632 414 345 956	5000	45	181	336	1-2 týdny	3 395 Kč
632 414 345 966	10000	45	227	416	Na dotaz	5 636 Kč
632 414 345 968	20000	45	288	512	Na dotaz	7 351 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 279 1	Uzávěr šroubovací, GL 32, modrý	Na dotaz	44 Kč
632 918 002 280 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 32, modrý	1-2 týdny	6,50 Kč
632 918 003 430 1	Uzávěr šroubovací, GL 45, modrý	1-2 týdny	20 Kč
632 918 003 432 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 45, modrý	1-2 týdny	7,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- šroubovací uzávěr a vylévací kroužek z PP (odolnost do 140 °C)
- široké hrdlo pro snadnou manipulaci s prášky nebo viskózními látkami
- dobře čitelná stupnice
- ploška na popis
- vhodná pro skladování a přepravu látek citlivých na světlo



Náš TIP: Zákazníci kupují i hnědé **úzkohrdlé** reagenční láhve, čiré **úzkohrdlé** reagenční láhve s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a čiré hranaté reagenční láhve s **širokým hrdlem** pro snadné plnění.

Reagenční láhve včetně uzávěru a vylévacího kroužku, kat. číslo 2080/H/M

Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 414 825 500	500	80	94 x 94	139	1-2 týdny	765 Kč
632 414 825 940	1000	80	105 x 105	185	1-2 týdny	870 Kč
632 414 825 950	2000	80	115 x 115	258	4-6 týdnů	1 173 Kč
632 414 825 956	5000	80	160 x 160	357	Skladem	5 523 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní uzávěry a vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 918 002 271 1	Uzávěr šroubovací, GL 80, modrý	1-2 týdny	31 Kč
632 918 002 272 1	Kroužek vylévací k láhvím s GL 80, modrý	1-2 týdny	7 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 414 825 956	Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX, Objem [ml]: 5000, GL [mm]: 80	Nové	2 ks	5 523 Kč 4 971 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev YOUTILITY se šroubovacím uzávěrem, hranatá, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

Speciálně tvarovaná láhev YOUTILITY z čirého nebo hnědého borosilikátového skla Duran 3.3 umožňuje snadnou a bezpečnou manipulaci i v laboratorních rukavicích a šetří tolik cenné místo na laboratorním stole, v chladničkách i autoklávech.



- objem: 125, 250, 500 a 1000 ml
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo Duran 3.3 (splňuje požadavky ASTM-E438 typ 1, třída A)
- ergonomický tvar a zkrácený závit šroubovacího uzávěru pro jednodušší manipulaci, vylévací kroužek (PP)
- dobře čitelná stupnice
- ploška pro samolepicí etiketu
- Retrace code (identifikace šarže) na láhvi i uzávěru
- prostorově úsporný design (láhve lze skladovat i vodorovně na boku)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): šroubovací PP uzávěry YOUTILITY s 0,2µm PTFE membránou, šroubovací uzávěry YOUTILITY z transparentního PMP, autoklávovatelné bílé samolepicí etikety z PS, sada barevných rozlišovacích silikonových kroužků s poutkem, náhradní šroubovací uzávěry YOUTILITY z PP a náhradní vylévací kroužky
- **informace k dodávce:** láhve jsou dodávány včetně vylévacího kroužku a uzávěru v balení po 4 kusech

Láhve YOUTILITY z čirého borosilikátového skla Duran 3.3

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Závit	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 812 854	Čirá	125	GL 45	55	124	4	2-3 týdny	824 Kč
637 218 813 653	Čirá	250	GL 45	66	158	4	2-3 týdny	920 Kč
637 218 814 452	Čirá	500	GL 45	78	193	4	2-3 týdny	1 146 Kč
637 218 815 457	Čirá	1000	GL 45	93	253	4	3-4 týdny	1 617 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhve YOUTILITY z hnědého borosilikátového skla Duran 3.3 pro látky citlivé na světlo

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Závit	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 218 862 859	Hnědá	125	GL 45	55	124	4	3-4 týdny	2 691 Kč
637 218 863 658	Hnědá	250	GL 45	66	158	4	3-4 týdny	3 723 Kč
637 218 864 457	Hnědá	500	GL 45	78	193	4	3-4 týdny	4 811 Kč
637 218 865 453	Hnědá	1000	GL 45	93	253	4	3-4 týdny	5 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Uzávěry YOUTILITY, náhradní vylévací kroužky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 292 292 802	Uzávěr šroubovací YOUTILITY, GL 45, modrý PP	10	3-4 týdny	532 Kč
637 292 412 808	Vylévací kroužek pro modré šroubovací uzávěry YOUTILITY GL 45	16	3-4 týdny	246 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 291 162 807	Uzávěr šroubovací YOUTILITY s PTFE membránou, GL 45, modrý PP	4	3-4 týdny	644 Kč
637 292 292 843	Uzávěr šroubovací YOUTILITY, GL 45, transparentní PMP	10	3-4 týdny	611 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Samolepicí štítky a barevné rozlišovací kroužky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
637 294 010 203	Bílé samolepicí popisovací štítky 36 x 70 mm, PS, 100 ks	3-4 týdny	512 Kč
637 292 432 904	Sada barevných rozlišovacích silikonových kroužků s poutkem, 8 barev, 2 ks od každé barvy	2-3 týdny	663 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev reagenční, čtyřhranná hnědá, DURAN

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- široké hrdlo
- bez uzávěru (objednává se samostatně)



Čtyřhranné reagenční láhve Duran bez uzávěru

Obj. číslo	Objem [ml]	Závit	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
637 238 262 402	100	DIN 32 S	49 x 49	111	10 ks	2-3 týdny	77 Kč
637 238 263 604	250	DIN 45 S	64 x 64	146	10 ks	2-3 týdny	141 Kč
637 238 264 403	500	DIN 54 S	76 x 76	173	10 ks	2-3 týdny	168 Kč
637 238 265 408	1000	DIN 54 S	97 x 97	213	10 ks	2-3 týdny	268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Uzávěry k reagenčním láhvím Duran

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 293 031 901	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 32 S	10	2-3 týdny	243 Kč
637 293 032 803	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 45 S	10	2-3 týdny	382 Kč
637 293 033 208	Uzávěr s bezpečnostním kroužkem, modrý PP	DIN 54 S	10	2-3 týdny	441 Kč

Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 30, 50, 100, 200, 250, 500 a 1000 ml
- čiré nebo hnědé sodnovápenaté sklo
- bez graduace
- uzávěr z PP
- **informace k dodávce:** láhve se dodávají po celých baleních



Čirá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 888 030	Čirá	30	143	2-3 týdny	3 421 Kč
120 505 888 050	Čirá	50	120	2-3 týdny	3 151 Kč
120 505 888 100	Čirá	100	72	2-3 týdny	2 434 Kč
120 505 888 250	Čirá	250	42	2-3 týdny	1 813 Kč
120 505 888 500	Čirá	500	35	2-3 týdny	2 557 Kč
120 505 888 001	Čirá	1000	20	2-3 týdny	2 163 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hnědá úzkohrdlá reagenční láhev

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 505 889 030	Hnědá	30	112	2-3 týdny	2 825 Kč
120 505 889 050	Hnědá	50	84	2-3 týdny	2 293 Kč
120 505 889 100	Hnědá	100	56	2-3 týdny	1 864 Kč
120 505 889 200	Hnědá	200	63	2-3 týdny	3 325 Kč
120 505 889 250	Hnědá	250	42	2-3 týdny	2 195 Kč
120 505 889 500	Hnědá	500	35	2-3 týdny	2 415 Kč
120 505 889 001	Hnědá	1000	20	2-3 týdny	2 200 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 120 505 888 250 1	Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru, Provedení: Čirá, Objem [ml]: 250	Nové	35 ks	43-Kč 34 Kč

