

## ŠIROKOHRODLÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Láhve > Širokohrdlé

### Láhev širokohrdlá prachovnice se zabroušenou zátkou, čirá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- široké zabroušené hrdlo
- zabroušená zátka



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i násypky, nerezové lžičky, Parafilm M, popisovače, popisovací pásky a skleněné reagenční láhve se šroubovacím uzávěrem.

**i** Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 104 050	50	41,5	76	24/20	Skladem, do 1 týdne	73 Kč
632 414 104 100	100	51,5	95	29/22	Skladem, do 1 týdne	83 Kč
632 414 104 250	250	69	128	34/24	Skladem, do 1 týdne	97 Kč
632 414 104 500	500	85	162	45/27	Skladem, do 1 týdne	125 Kč
632 414 104 940	1000	106,5	187	60/31	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
632 414 104 950	2000	132	238	60/31	Skladem, do 1 týdne	228 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Láhev širokohrdlá prachovnice se zabroušenou zátkou, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- široké zabroušené hrdlo
- zabroušená zátka



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [násyvky](#), [lžičky](#), [lopatky](#), [Parafilm M](#), [popisovače](#), [popisovací pásky](#) a skleněné [reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.

**i** Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 204 050	50	41,5	76	24/20	Skladem, do 1 týdne	73 Kč
632 414 204 100	100	51,5	95	29/22	Skladem, do 1 týdne	83 Kč
632 414 204 250	250	69	128	34/24	Skladem, do 1 týdne	97 Kč
632 414 204 500	500	85	162	45/27	Skladem, do 1 týdne	125 Kč
632 414 204 940	1000	106,5	187	60/31	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
632 414 204 950	2000	132	238	60/31	Skladem, do 1 týdne	228 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Láhev širokohrdlá prachovnice nezabroušená, bez zátky, čirá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- kónické hrdlo
- nezabroušená
- bez zátky
- "Tvarováno pro NZ" udává vnitřní průměr hrdla v jeho nejširší části a délku hrdla (př. 24/20 = šířka hrdla 24 mm, výška hrdla 20 mm)



**Náš TIP:** K tomuto produktu zákazníci kupují i [korkové](#), [gumové](#) a [silikonové](#) zátky, [popisovače](#) a [popisovací pásky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Tvarováno pro NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 103 050	50	41,5	76	24/20	Skladem, do 1 týdne	22 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Tvarováno pro NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 103 100	100	51,5	95	29/22	1-2 týdny	26 Kč
632 414 103 250	250	69	128	34/24	Delší termín	38 Kč
632 414 103 500	500	85	162	45/27	Delší termín	55 Kč
632 414 103 940	1000	106,5	187	60/31	1-2 týdny	93 Kč
632 414 103 950	2000	132	238	60/31	1-2 týdny	138 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Láhev širokohrdlá prachovnice nezabroušená, bez zátky, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- kónické hrdlo
- nezabroušená
- bez zátky
- "Tvarováno pro NZ" udává vnitřní průměr hrdla v jeho nejširší části a délku hrdla (př. 24/20 = šířka hrdla 24 mm, výška hrdla 20 mm)



**Náš TIP:** K tomuto produktu zákazníci kupují i [korkové](#), [gumové](#) a [silikonové](#) zátky, [popisovače](#) a [popisovací pásky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Tvarováno pro NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 203 050	50	41,5	76	24/20	1-2 týdny	22 Kč
632 414 203 100	100	51,5	95	29/22	1-2 týdny	26 Kč
632 414 203 250	250	69	128	34/24	Skladem, do 1 týdne	38 Kč
632 414 203 500	500	85	162	45/27	Skladem, do 1 týdne	55 Kč
632 414 203 940	1000	106,5	187	60/31	1-2 týdny	93 Kč
632 414 203 950	2000	132	238	60/31	1-2 týdny	138 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Láhev širokohrdlá prachovnice Steilbrust, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50 a 1000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená osmihranná zátka

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [násycky](#), nerezové [lžičky](#), [Parafilm M](#) a skleněné [reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 227 050	50	41,5	76	24/20	1-2 týdny	80 Kč
632 414 227 940	1000	106,5	197	60/46	1-2 týdny	262 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*